

Wellue® | viatom®

Powered by Viatom Technology

Checkme O2 Max

Smart Wrist Pulse Oximeter

User Manual



User Manual (EN)

Benutzerhandbuch (DE)

Manuale d'uso (IT)

Manual de usuario (ES)

Manuel de l'utilisateur (FR)

Inhalt

1 Einführung	24
2 Verwendung des Monitors	29
3 PC-Software	34
4 Wartung	35
5 Störungssuche und -beseitigung	36
6 Technische Daten	36
7 Elektromagnetische Verträglichkeit	38

1 Einführung

1.1 Vorgesehener Verwendungszweck


Dieses Produkt ist für die Messung, Anzeige und Speicherung der Sauerstoffsättigung des Bluts (SpO_2), der Pulsfrequenz und der Bewegung in der häuslichen Umgebung oder in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Die App zeigt SpO_2 -Werte und Pulsfrequenz in Echtzeit an, zeichnet Ergebnisse auf und gibt Berichte aus.

Hinweis:

- Die von diesem Gerät gelieferten Daten und Ergebnisse dienen lediglich der Voruntersuchung und dürfen nicht direkt für Diagnose oder Behandlung verwendet werden.
- Die von der APP und der PC-Software (optional) zur Verfügung gestellten Daten sind nicht für Diagnose- oder Behandlungszwecke bestimmt; konsultieren Sie bei gesundheitlichen Problemen stets Ihren Arzt.

Warnungen und Vorsichtshinweise

- Den Sensor NIEMALS zusammendrücken und keine übermäßige Kraft auf Sensor und Kabel ausüben.













- Dieses Gerät darf nicht während einer MRT-Untersuchung verwendet werden.












- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Das Gerät niemals mit Aceton oder anderen flüchtigen Lösungsmitteln reinigen.
- Dieses Gerät niemals in Druckbehälter oder Gassterilisationsgeräte stellen.
- Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt, wenn Sie Symptome bemerken, die auf eine akute Erkrankung hindeuten könnten.
- Auf Grundlage der Messwerte dieses Geräts niemals Selbstdiagnosen durchführen oder Medikamente auf eigene Faust einnehmen, ohne Ihren Arzt zu konsultieren. Insbesondere dürfen Sie ohne vorherige Genehmigung keine neuen Medikamente einnehmen und die Art und/oder Dosierung bestehender Medikamente ändern.
- Nur die in diesem Handbuch beschriebenen Kabel, Sensoren und anderes Zubehör verwenden.
- Eine längere kontinuierliche SpO₂-Überwachung kann das Risiko unerwünschter Hautveränderungen wie Reizungen, Rötungen, Blasenbildung oder Verbrennungen erhöhen.
- Kontrollieren Sie die Anbringungsstelle des SpO₂-Sensors alle 6-8 Stunden, um die Positionierung des Sensors sowie Durchblutung und Hautempfindlichkeit des Patienten zu bestimmen. Die Patientenempfindlichkeit ist je nach Gesundheits- oder Hautzustand unterschiedlich. Bei Patienten mit schlechter peripherer Durchblutung

oder empfindlicher Haut sollte die Sensorstelle häufiger kontrolliert werden.

- Der Funktionstester kann nicht zum Beurteilen der Genauigkeit eines SpO₂-Sensors oder eines Geräts verwendet werden.
- Dieses Gerät dient der Bestimmung der arteriellen Sauerstoffsättigung in Prozent des funktionellen Hämoglobins. Zu den Faktoren, die die Leistung eines Pulsoxymeters beeinträchtigen oder die Genauigkeit der Messung beeinflussen können, gehören:
 - übermäßig viel Umgebungslicht
 - übermäßige Bewegung
 - Interferenzen elektrochirurgischer Geräte
 - Blutflussbegrenzer
(Arterienkatheter, Blutdruckmanschetten, Infusionsleitungen usw.)
 - Feuchtigkeit im Sensor
 - unsachgemäß angebrachter Sensor
 - falscher Sensortyp
 - mangelhafte Impulsqualität
 - Venenpulsationen
 - Anämie oder niedrige Hämoglobinkonzentration
 - Cardiogreen und andere intravaskuläre Farbstoffe
 - Carboxyhämoglobin
 - Methämoglobin
 - dysfunktionelles Hämoglobin

1.2 Leitfaden zu Symbolen

Symbol	Beschreibung
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Seriennummer
	Eindeutiger Geräteidentifikator
	Weist darauf hin, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern zur Wiederverwertung und zum Recycling einer getrennten Sammelstelle zugeführt werden muss.
	Siehe Bedienungsanleitung
	Typ BF Angewandtes Teil
	Kein Alarmsystem
	Nicht MR-sicher
IP22	Weist darauf hin, dass das Gerät gegen feste Fremdkörper von 12,5 mm Ø und größer sowie gegen senkrecht fallende Wassertropfen geschützt ist, wenn das Gehäuse um bis zu 15° geneigt ist.
	Weist darauf hin, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit bzw. das Handeln des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
CE 0197	Weist darauf hin, dass das Produkt den EU-Vorschriften für Medizinprodukte

	entspricht (Verordnung (EU) 2017/745)
	Medizinprodukt
	Zugelassener Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	UKCA-Kennzeichnung
	UK Verantwortliche Person
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz
	Nicht-ionisierende Strahlung
	Weist darauf hin, dass das gekennzeichnete Element oder sein Material Teil eines Rückgewinnungs- oder Recyclingprozesses ist.
	Unsere Produkte und Verpackungen können recycelt werden, werfen Sie sie nicht weg! Finden Sie auf der www.quefairedemesdechets.fr Site heraus, wo Sie sie abgeben können (nur für den französischen Markt zutreffend).
	Temperaturlimit
	Luftfeuchtigkeitsbegrenzung
	Atmosphärendruckbegrenzung

1.3 Auspacken

- Hauptgerät (1 Stck.)
- Ringsensor (1 Stck.)
- Kabel (1 Stck.)

- Bedienungsanleitung (1 Stck.)

2 Verwendung des Monitors





2.1 Übersicht



1. Pulsoxymeter
2. Armband
3. Sensor- / Ladeschnittstelle
4. Netztaste
5. SpO2-Sensor

Beschreibung der Bildschirmanzeigeelemente:

SpO2	SpO2
♥	Pulsfrequenz
📢	Sensor tragen
19:30	Zeit

	Verbleibende Batteriekapazität
	Alarmierung eingeschaltet
	Alarmierung ausgeschaltet
	Bluetooth stellt Verbindung her

2.2 Laden

Vor Gebrauch ist die Batterie aufzuladen.

Die Batterie des Geräts lässt sich mit Hilfe des Ladekabels am USB-Anschluss des Computers oder einem USB-Ladeadapter aufladen.

Nach der vollständigen Aufladung schaltet sich das Gerät automatisch ab.

2.3 EIN-/AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN:

Die Taste 1 Sekunde lang drücken, um das Gerät einzuschalten.

AUSSCHALTEN:


Automatisches Ausschalten: Das Gerät schaltet sich automatisch nach 2 Minuten ab, wenn keine Messung, keine Bedienung oder keine App-Verbindung erfolgt.

Manuelles Ausschalten: Die Taste etwa 2 Sekunden lang drücken, um das Gerät auszuschalten.


2.4 Durchführen der ersten Messung

START. Das Gerät und den Ringsensor anlegen und die Taste zum Einschalten drücken. Halten Sie sich in einer ruhigen Umgebung auf.

(Der Übersichtlichkeit halber wird empfohlen, die Monitorsuhr am linken Handgelenk zu tragen und den Ringsensor am Daumen anzulegen. **Wenn er zu fest sitzt, einen anderen Finger versuchen. Er darf nicht locker sitzen.**)



STOP. Nach der Messung Ringsensor (und das Gerät) abnehmen, der Messwert wird nach dem Countdown gespeichert. (Wenn die Messzeit unter 1 Minute liegt, werden keine Daten gespeichert.)



Hinweis: Während der Messung bitte übermäßige Bewegungen des Fingers, an dem gemessen wird, sowie starkes Umgebungslicht vermeiden.

2.5 Überwachung beenden & Daten synchronisieren

Den Sensor abnehmen; der Countdown beginnt.

Wenn Sie den Sensor während des Countdowns wieder anlegen, wird



die Messung fortgesetzt.

Nach Ablauf des Countdowns sind die Daten für die Synchronisierung bereit.

Hinweis: Die Messzeit ist von 1 Minute bis auf 10 Stunden einstellbar. Das Gerät kann maximal 4 Messwerte erfassen und speichern, bei eingehendem 5. Messwert wird der erste Messwert überschrieben.

Daten mit der ViHealth-App synchronisieren


Daten lassen sich nach dem Countdown oder beim nächsten Einschalten des Geräts mit Ihrer App synchronisieren.



Hinweis: Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch der ViHealth-App.

2.5.1 So finden Sie die Seriennummer

- 1) Das Hauptgerät vom Armband trennen.
- 2) Das Hauptgerät umdrehen; die Seriennummer ist auf dem Etikett des Produkts aufgedruckt.



Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

2.6 So synchronisieren Sie die Uhrzeit des Geräts

Die Uhrzeit des **Monitors** wird nach dem Herstellen der Verbindung mit der App automatisch mit der Netzwerkzeit auf Ihrem Smartgerät synchronisiert.



Hinweis: Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch der ViHealth-App.

2.7 Alarmierung

Wenn der Monitor einen niedrigen Blutsauerstoffgehalt oder eine abnormale Pulsfrequenz feststellt, kann es ein Vibrationsalarmsignal oder einen akustischen Alarm auslösen.

Sie können den Vibrationsalarm nach dem Einschalten des Monitors anpassen bzw. die Vibrationsintensität über die App konfigurieren.

Der akustische Alarm lässt sich nur in der App konfigurieren.




2.8 App herunterladen

Bezeichnung der App:
ViHealth

iOS: App-Store:

Android: Google Play



Kompatibilität

Das Gerät ist mit iOS-Versionen ab 9.0 und Android-Versionen ab 5.0 kompatibel. Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch der ViHealth-App.

2.9 Bluetooth-Verbindung

Das Bluetooth-Modul des Geräts wird nach dem Einschalten automatisch aktiviert.

Hinweis: DIE KOPPLUNG NICHT in den Einstellungen Ihres Smartgeräts durchführen!

3 PC-Software

3.1 PC-Software herunterladen

PC-Software: **O2 Insight Pro**

Herunterladbar von: getwellue.com/pages/pc-software

Installieren Sie die Software auf einem Windows-PC oder Mac.

3.2 So schließen Sie der Monitor an den PC an

1. Gerät einschalten und mit dem mitgelieferten Datenkabel an den USB-Anschluss des PCs anschließen.
2. PC-Software starten und die Daten vom Gerät herunterladen.
3. Mit der optionalen PC-Software lassen sich Berichte anzeigen, ausdrucken und auch als PDF-

oder CSV-Datei exportieren.

3.3 So schließen Sie der Monitor an einen Mac an

1. Gerät einschalten und Bluetooth auf dem Mac aktivieren.
2. Öffnen Sie die Software „**O2 Insight Pro**“ und klicken Sie auf dem Bildschirm auf „Verbinden“. Das zu verbindende Gerät auswählen.
3. Klicken Sie dann auf dem Bildschirm auf „Herunterladen“. Dann werden die Daten mit Ihrem Mac synchronisiert.
4. Berichte lassen sich anzeigen, ausdrucken und auch als PDF- oder CSV-Datei exportieren.

4 Wartung

4.1 Reinigung

Die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, mit Wasser oder Alkohol angefeuchtetem Tuch reinigen.

4.2 Batterie

Um die Batterie in einem guten Zustand zu halten, sollte sie alle 6 Monate aufgeladen werden, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

5 Störungssuche und -beseitigung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Gerät schaltet sich nicht ein oder reagiert nicht.	Batterie fast entladen.	Batterie aufladen und es erneut versuchen.
	Unerwarteter Softwarezustand	Die Taste zum Zurücksetzen etwa 10 Sekunden lang drücken.
	Das Gerät könnte beschädigt sein.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler vor Ort.
Die App findet das Gerät nicht.	Die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ist ausgeschaltet.	Die Bluetooth-Funktion des Telefons einschalten.

6 Technische Daten

Klassifizierungen	
EU-Richtlinie	MDD, 93/42/EWG
	R&TTE, 1999/5/EG
	ROHS 2.0, 2011/65/EU
Schutzart gegen Stromschlag	Typ BF
Umgebungsbedingungen	

Parameter	Betrieb	Lagerung
Temperatur	5 bis 40 °C	-25 bis 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % bis 95 %	10 % bis 95 %
Barometrisch	700 bis 1060 hPa	700 bis 1060 hPa
Schutzgrad gegen eindringendes Wasser und eindringenden Staub	IP22	
Mechanische Daten		
Gewicht	18 g (Hauptgerät)	
Display	OLED	
Drahtlosanbindung	Bluetooth 4.0 BLE	
Vibrator	Integriert	
Stromversorgung		
Ladungseingang:	5 V Gleichspannung ± 10 %	
Batterietyp	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku	
Batterielaufzeit	72 Stunden	
Ladedauer	2,5 Stunden	
SpO₂		
Normen	ISO 80601-2-61-konform	
<p>Verifizierung der Messgenauigkeit: Die SpO₂-Genauigkeit wurde in Untersuchungen am Menschen durch Vergleich mit einer mit einem CO-Oxymeter gemessenen arteriellen Blutprobe überprüft. Die Genauigkeit der Pulsfrequenz wurde mit dem Emulator verifiziert. Pulsoxymetermessungen sind statistisch verteilt, und es</p>		

wird erwartet, dass etwa zwei Drittel der Messungen im Vergleich zu CO-Oxymetermessungen innerhalb des angegebenen Genauigkeitsbereichs liegen.	
SpO2-Bereich	70 % bis 100 %
SpO2-Genauigkeit (Arme)	80-100 %:±2 %, 70-79 %:±3 %
Pulsfrequenzbereich	30 bis 250 Schläge pro Minute (bpm)
PR-Genauigkeit	±2 bpm oder ±2 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
Wellenlänge	660-940 nm
Ausgangsleistung	Rot/Infrarot: 3 mW max. Durchschnittswert
Lagerung	
Kapazität	4 Datensätze, 10 Stunden für jeden
Mobile App	
iOS	iOS 9.0 oder höher, iPhone 4s/iPad 3 oder höher
Android	Android 5.0 oder höher, mit Bluetooth 4.0 BLE

7 Elektromagnetische Verträglichkeit

Das Gerät ist EN 60601-1-2-konform.

Warnungen und Sicherheitshinweise

- Die Verwendung von Zubehör, das nicht in diesem Handbuch aufgeführt ist, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder verminderter Empfindlichkeit des Geräts führen.

- Das Gerät bzw. seine Komponenten darf nicht direkt neben, auf oder mit anderen Geräten aufgestellt und betrieben werden.
- Bei diesem Gerät sind spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu beachten. Installation und Inbetriebnahme müssen gemäß nachstehender EMV-Informationen erfolgen.
- Andere Geräte können dieses Gerät auch stören, auch wenn sie CISPR-konform sind.
- Wenn das eingespeiste Signal unterhalb der in den technischen Daten angegebenen Mindestamplitude liegt, kann es zu fehlerhaften Messungen kommen.
- Tragbare und mobile Kommunikationsgeräte können die Leistung dieses Geräts beeinträchtigen.
- Andere über einen HF-Sender oder eine anderweitige HF-Quelle verfügende Geräte (z. B. Mobiltelefone, PDAs und PCs mit Wireless-Funktion) können dieses Gerät beeinträchtigen.

Tabelle 1

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Emissionen		
Das Pulsoximeter ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des Pulsoximeters sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.		
Emissionsprüfung	Konformität	Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden
RF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Das Pulsoximeter verwendet RF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine RF-Emissionen sehr gering und es

		ist unwahrscheinlich, dass sie Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen.
RF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Das Pulsoximeter eignet sich für die Verwendung in allen Einrichtungen, einschließlich häuslicher Einrichtungen und solcher, die direkt zum Netz gehören, das für häusliche Zwecke genutzte Gebäude versorgt.
Oberwellenemissionen IEC61000-3-2	K.A.	
Spannungsschwankungen/Flimmer-Emissionen IEC61000-3-3	K.A.	


Tabelle 2

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Emissionen			
Das Pulsoximeter ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des Pulsoximeters sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
Prüfung der Störfestigkeit	IEC60601 Prüfstufe	Konformitätssstufe	Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden
Elektrostatische Entladung(ESD) IEC61000-4-2	± 8 kV Kontakt ± 15 kV Luft	± 8 kV Kontakt ± 15 kV Luft	Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn die Fußböden mit synthetischem Material bedeckt sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen.

Schnelle elektrische Transienten/ Burst IEC61000-4-4	± 2 kV für Strom-Versorgungsleitungen ± 1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen	K.A.	K.A.
Überspannung IEC61000-4-5	± 1 kV Leitung(en) zu Leitung(en) ± 2 kV Leitung(en) gegen Erde	K.A.	K.A.
Spannung., kurze Unterbrechungen und Spannungsschw. auf den Stromversorgungseingangslinien IEC61000-4-11	<5% UT (>95% Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen <40% UT (60% Einbruch in UT) für 5 Zyklen <70% UT (30% Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5% UT (>95% Einbruch in UT) für 5 Sekunden	K.A.	K.A.
Netzfrequenz (50 Hz/60 Hz) Magnetfeld IEC61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Die magnetischen Felder der Netzfrequenz sollten sich auf einem Niveau bewegen, das für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Krankenhause Umgebung charakteristisch ist.
HINWEIS: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung des Prüfpegels.			

Tabelle 3

Hinweise und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit			
Das Pulsoximeter ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des Pulsoximeters sollte sicherstellen, dass es in einer solchen elektromagnetischen Umgebung verwendet wird.			
Prüfung der Störfestigkeit	IEC60601 Prüfstufe	Konformitätsstufe	Elektromagneti. Umgebung - Leitfaden
Geleitete RF IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	K.A.	Tragbare und mobile RF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an irgendeinem Teil des Pulsoximeters, einschließlich der Kabel, verwendet werden als der empfohlene Trennungsabstand, der anhand der auf die Frequenz des Senders zutreffenden Gleichung berechnet wurde. Empfohlener Trennungsabstand
Abgestrahlte RF IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m	$d=1,2 \sqrt{P}$ $d=1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $D=2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz Dabei ist P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers und d der empfohlene Trennungsabstand in Metern (m). b Die durch eine elektromagnetische

			<p>Standortuntersuchung ermittelten Feldstärken von ortsfesten RF-Sendern a sollten in jedem Frequenzbereich unter dem Konformitätsstufe. b</p> <p>In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten. </p>
--	--	--	---

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.

a: Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für (zellulare/schnurlose) Funktelefone und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radio- und Fernsehsendungen lassen sich theoretisch nicht mit Genauigkeit vorhersagen. Um die elektromagnetische Umgebung durch ortsfeste RF-Sender zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das Pulsoximeter verwendet wird, die oben zutreffende Stufe der RF-Konformitätsstufe überschreitet, sollte das Pulsoximeter beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung beobachtet wird, sind möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich, z. B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des Pulsoximeters.

b: Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V/m betragen.

Tabelle 4

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten

Das Pulsoximeter ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der gestrahlte RF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder der Benutzer des Pulsoximeters kann bei der Vermeidung elektromagnetischer Störungen helfen, indem er einen Mindestabstand zwischen

tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem Pulsoximeter einhält, wie unten empfohlen, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

Maximale Nennausgangsleistung des Senders W (Watt)	Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders M (Meter)		
	150 kHz bis 80 MHz $d=1,2\sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d=1,2\sqrt{P}$	80 MHz bis 2,5 GHz $d=2,3\sqrt{P}$
0,01	K.A.	0,12	0,23
0,1	K.A.	0,38	0,73
1	K.A.	1,2	2,3
10	K.A.	3,8	7,3
100	K.A.	12	23

Für Sender, deren maximale Ausgangsleistung oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennungsabstand in Metern (m) anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung ermittelt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.



Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.

901, Building West, Lepu Tower, No.66 Xingke Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, 518055 Shenzhen, Guangdong P.R. China
www.viatomtech.com



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany
Tel: +49 251 32266-0
Fax: +49 251 32266-22
Email: contact@mednet-ecrep.com



MediMap Ltd

2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom
Tel: +49 251 32266-0
Fax: +49 251 32266-22
Email: contact@mednet-ecrep.com



MedNet SWISS GmbH,
Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland



FR

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

Product name: Pulse Oximeter

Model: Oxiband

Version: D

Date: December, 2024

PN: 255-04080-CE