

N°28 EQUIPEMENTS TEXTILES OPERATIONNELS



DIMATEX

N°28

CATALOGUE MÉDICAL

ÉDITION 2026



DIMATEX

USINE BASÉE À FLEURIEUX À PROXIMITÉ DE L'A89



QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1996, installée en périphérie du Grand Lyon sur un carrefour autoroutier stratégique, DIMATEX est une PME spécialiste des tissus techniques. La société conçoit, produit et commercialise des équipements textiles (étuis, housses, mallettes, sacs, ceinturons antichutes, gilets de signalisation...) destinés exclusivement aux professionnels, dans des secteurs aussi variés que l'Aéronautique, le Médical, la Défense, les Forces de l'Ordre ou encore le Secours.

La société dispose d'un bureau d'étude, d'un service échantillonnage, d'un atelier de confection et d'un SAV intégré. Notre souplesse de PME permet des productions à l'unité comme des productions de grandes séries pour les marchés militaires ou industriels.

Notre volume de stockage sur site et notre organisation logistique nous permettent d'offrir souplesse et réactivité dans nos livraisons : immédiates, échelonnées, dispatchées...

DES COMMERCIAUX SUR LE TERRAIN

DIMATEX au plus près de ses clients.

Nos technico-commerciaux vous rendent visite sur site afin de mieux comprendre vos besoins et vos contraintes.

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous déplaçons partout en France métropolitaine, dans les DOM-TOM ou à l'étranger pour vous conseiller et vous présenter les dernières nouveautés.



DIMATEX met à votre disposition des moyens de Recherches et Développement, de prototypage et d'industrialisation pour développer vos produits.

Notre bureau d'étude


Grâce aux dessins traditionnels et à la conception assistée par ordinateur (CAO), nous imageons de manière précise vos idées.

Notre atelier d'échantillonnage

Nos modélistes confectionnent un prototype fonctionnel en tout point identique à la production pour une mise en test dans les conditions réelles d'utilisation.

Plusieurs sites de production

Nous pouvons produire d'une à plusieurs milliers de pièces.



SERVICE APRÈS-VENTE

DIMATEX propose un service après-vente sur mesure.


Des couturières spécialisées sont à votre service pour réaliser tous types de réparations sur les produits de la gamme DIMATEX mais aussi sur les produits de nos confrères qui n'offrent pas de SAV.

Pendant la période de garantie et dans le cadre d'une utilisation normale des produits, les réparations sont effectuées gratuitement.


Hors période de garantie, nous vous adressons un devis détaillé, reprenant toutes les réparations à effectuer. Les travaux ne commencent qu'avec votre accord, après réception du devis accepté et signé.

Nous disposons d'un stock important de pièces détachées et de matières premières en tous points identiques à celles utilisées pour la production. Ainsi votre produit est réparé avec les pièces d'origine.

COUTURE / SAV



🎯 PRÉPARATION / EXPÉDITION / STOCK



PICTOGRAMMES



Indication de poids



Indication de volume



Imperméable



Protection antichoc



Format cabine



Compatible avec un sac MOLLE



Couvre-sac intégré
Couvre-bretelles



Accès fond de sac



Sac compatible
TROLLEY



Anneau de treuillage intégré



Équipé du système MOLLE
(Modular Lightweight Load-carrying
Equipment)



Fabrication sur mesure
Modifications possibles



Système de fixation
magnétique



Compatible bouteille
d'oxygène 2 ou 5 L



NOS MÉTHODES DE



GRAVURE LASER

Pour les cartes, plate name, couteaux et gourdes




IMPRESSION UV

Pour les bandes rétroréfléchissantes, patches et gilets



MACHINE À BRODER

Pour les logos, écussons et bandes patronymiques



USINAGE DE MOUSSE PAR COMMANDE NUMÉRIQUE

Pour l'aménagement personnalisé en mousse



PERSONNALISATION



MACHINE À AUTOCOLLANT

Pour les stickers




MACHINE À THERMOCOLLANT

Pour les marquages ou logos
sur film de transfert




PRESSE À TRANSFERT TEXTILE

Pour les gilets et les sacs



IMPRESSION 3D

Pour les échantillons





BRICE

Mallette porte-documents



SEC1140



Toutes nos poches et tous nos sacs scellables



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 Deniers imperméable, antistatique et bactériostatique
- Bandes rétroréfléchissantes ORAFOL
- Double curseur aluminium YKK jauge 12, plombable
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- Planche rigide amovible avec pince pour écrire et maintenir les feuillets
- Option: face avant personnalisable

DIMENSIONS	Largeur : 25 cm Hauteur : 34 cm Profondeur : 5 cm
POIDS	0,7 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEUR	■ Rouge SEC1140 ■ Bleu nuit SEC1269 ■ Full black SEC1270



SENTINEL

Mallette porte-documents



OPT1103



Poche avant équipée de quatre portes-stylo



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 Deniers imperméable, antistatique et bactériostatique
- Bandes rétroréfléchissantes ORAFOL
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- Bandoulière réglable et amovible
- Porte-étiquette
- Sangle porte-détecteur CO
- Poche pour stylos et accessoires
- Planche rigide transparente avec double pince
- 2 poches porte-documents transparentes A4 à l'intérieur
- Classeur amovible 4 anneaux pour feuillets A4
- 4 porte-cartes format carte de crédit



DIMENSIONS	Largeur : 26 cm Hauteur : 34 cm Profondeur : 4 cm
POIDS	1,7 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEUR	■ Rouge OPT1103 ■ Bleu nuit OPT1239 ■ Black series OPT1222 ■ Black line OPT1105



MATT MINI

Sac à dos coqué

PAQ1188



PAQ1189



PAQ1187



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyester 900 Deniers enduit
- Bandes rétro réfléchissantes pour versions rouge, rose et medium blue
- Coque semi-rigide thermoformée
- Dos en mesh ventilé
- Anneaux de fixation pour bandoulière
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Portage à main par poignée renforcée
- 2 poches filet intérieure zippées
- 3 velcros ronds, 1 velcro rectangulaire pour fixation des patches



DIMENSIONS	Largeur : 25 cm / Hauteur : 37 cm / Profondeur : 15 cm		
VOLUME	15 L		
POIDS	0,9 kg		
MATERIAUX	Polyester		
COULEUR	Rouge PAQ1188 Bleu Nuit PAQ1189 Black line PAQ1187	Rose PAQ1198 Medium blue PAQ1333	



MATT 2

Sac à dos coqué

PAQ1095



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyester 900 Deniers enduit
- Dos en mesh ventilé
- Coque semi-rigide thermoformée
- Portage dos largable
- Anneaux de fixation pour bandoulière
- 2 poches filet intérieure zippées
- Fixation MOLLE
- Velcro pour grade, bande patronymique et écusson
- Patch FRANCE fourni et amovible



DIMENSIONS	Largeur : 25 cm / Hauteur : 42 cm / Profondeur : 20 cm		
VOLUME	19 L		
POIDS	1,1 kg		
MATERIAUX	Polyester		
COULEUR	Rouge PAQ1093 Bleu PAQ1095 Coyote PAQ1084	Black line PAQ1080 Full black PAQ1096	

0,9 kg

STAFF ACCESS

Gilet d'intervention 10 poches




SEC1513



Caractéristiques techniques :

- Tissu extérieur polyester coton
- Tissu intérieur en mesh ventilé
- Bandes rétroréfléchissantes ORAFOL
- Gilet réglable (petite/grande taille)
- Gilet 10 poches :
 - Poches ergonomiques
 - Poches zippées
 - Poche téléphone
 - Poche stylos
 - Poche solutés
- Fixations perfusion, badges...
- Fixations poche radio / caméra piéton
- Velcro pour grade, bande patronymique et badge
- Fermeture par zipper double curseur YKK
- Marquages personnalisables fixes ou amovibles

DIMENSIONS	Taille S-M :	Taille L-XL :
	A : 46 cm	A : 53 cm
B : 63 cm	B : 75 cm	
C : 47 cm	C : 48 cm	
D : 54 cm	D : 57 cm	



POIDS	0,9 kg
MATERIAUX	Polyester coton
COULEURS	<input type="checkbox"/> Blanc S/M SEC1513 - L/XL SEC1110 <input checked="" type="checkbox"/> Noir S/M SEC1520 - L/XL SEC1158 <input checked="" type="checkbox"/> Bleu L/XL SEC1114

Marquages personnalisables avec couleurs au choix



0,9 kg

STAFF

Gilet d'intervention 12 poches

PREMIUM
L'ÉQUIPEMENT

resah




SEC1100



Caractéristiques techniques :

- Tissu extérieur polyester coton
- Tissu intérieur en mesh ventilé
- Bandes rétroréfléchissantes ORAFOL
- Gilet réglable (petite/grande taille)
- Gilet 12 poches :
 - Poches ergonomiques
 - Poches zippées
 - Poche téléphone
 - Poche stylos
 - Poche solutés
- Fixations perfusion, badges...
- Fixations poche-radio / caméra piéton
- Velcro pour grade, bande patronymique et badge
- Fermeture par zipper double curseur YKK
- Marquages personnalisables
- Marquages sérigraphiés encapsulés et inaltérables

DIMENSIONS	Taille L-XL :	Taille XXL :
	A : 67 cm	A : 67 cm
B : 76 cm	B : 76 cm	B : 76 cm
C : 46 cm	C : 46 cm	C : 46 cm
D : 62 cm	D : 62 cm	D : 73 cm
POIDS	0,9 kg	
MATERIAUX	Polyester coton	
COULEURS	■ Rouge L/XL SEC1100 - XXL SEC1563 ■ Jaune L/XL SEC1101 - XXL SEC1565	



EN 471 / EN 20471



Marquages personnalisables
avec couleurs au choix



0,9 kg

STAFF LIGHT


Gilet d'intervention aéré

PREMIUM
EQUIPEMENT


Caractéristiques techniques :

- Tissu mesh ventilé polyester double couche
- Bandes rétroréfléchissantes ORAFOL
- Gilet réglable (petite/grande taille)
- Gilet 12 poches :
 - Poches ergonomiques
 - Poches zippées
 - Poche téléphone
 - Poche stylos
 - Poche solutés
- Fixations perfusion, badges...
- Fixations porte-radio / caméra piéton
- Velcros pour patch rond, grade, bande patronymique et badge
- Fermeture par zipper double curseur YKK
- Marquages personnalisables
- Marquages sérigraphiés encapsulés et inaltérables

DIMENSIONS	Petite taille :	Grande taille :
	A : 60 cm	A : 65 cm
	B : 66 cm	B : 77 cm
	D : 54 cm	D : 60 cm
POIDS	0,9 kg	
MATERIAUX	Polyester coton	
COULEURS	■ Rouge ■ Jaune	



Marquages personnalisables
avec couleurs au choix



0,9 kg

FLAG

Gilet d'intervention

ACCESS
TECHNIQUE

SEC1331



VELCRO PORTE-GRADE



BOUCLE PLASTIQUE PORTE-ACCESSOIRES



TAILLE RÉGLABLE

DIMENSIONS	S - M
	L - XL
POIDS	0,9 kg
MATERIAUX	Polycoton
COULEURS	<input checked="" type="checkbox"/> Noir SEC1331
	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu
	<input type="checkbox"/> Blanc

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polycoton haute résistance
- Ultra-léger
- Zipper YKK à double chariot avec ouverture double sens pour port d'un baudrier d'escalade
- Système de réglage des tailles par 3 sangles réglables jusqu'à 38 cm de profondeur
- Système d'aération optimisée : larges échancrures au torse et sous les bras, côtés interrompus avec ouverture de 5 à 19 cm par côté, dos entièrement ventilé, doublure en filet aéré
- 2 crochets de fixation : 1 métallique + 1 plastique en demi-lune pour fixations sécurisées
- 12 poches : 4 avec rabats et soufflets avec préhenseur, 2 zippées verticales, 6 accès direct, 2 en tunnel rassemblé
- Velcros pour grade, bandes patronymiques et badge
- Possibilité de rajouter des bandes rétro réfléchissantes amovibles
- Marquages fixes ou amovibles sur demande

GUARDIAN

Gilet pare-balles/pare-lames



MATERIAUX	Polyester, Polyéthylène
COULEURS	<input checked="" type="checkbox"/> Rouge
	<input type="checkbox"/> Blanc

Caractéristiques techniques :

- Maille Mesh 3D pour régulation thermique
- Protection contre les balles, les lames et les aiguilles
- Conception ergonomique avec multiples réglages pour un ajustement personnalisé et un confort optimal
- 2 réglages d'épaules, 6 sangles de réglage latérales
- 2 poches plaquées avec fermetures étanches, 2 poches pour plaques additionnelles
- Système M.O.L.L.E. intégré à l'avant et à l'arrière pour la fixation d'équipements supplémentaires
- Niveau de protection élevé NIJ IIIA, évolutif avec l'ajout de plaques pour atteindre les niveaux III+ et IV

SEC1320

**Caractéristiques techniques :**

- Tissu polyester ventilé
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Ouverture sur les côtés
- Système de réglage par 2 boucles de chaque côté
- 1 poche ventrale avec fermeture par velcro
- 3 porte-stylos
- 1 porte-badge sur chaque épaule
- 1 bande rétro réfléchissante jaune sur chaque épaule
- 1 velcro porte-grade 50 x 50 mm
- Marquages personnalisables dos et face au choix (lettrage ou logo)



9 couleurs disponibles:
Rouge, Vert, Blanc, Jaune, Orange, Bleu, Gris, Violet, Noir

**DIMENSIONS** Taille unique :

A : 61 cm

B : 38 cm

C : 47 cm

POIDS 0,3 kg**MATERIAUX** Polyester**COULEURS** Orange SEC1230

Bleu SEC1236

Gris SEC1231

Violet SEC1320


Noir SEC1319

Rouge SEC1234

Vert SEC1232

Blanc SEC1238

Jaune SEC1240

**PERSONNALISATION
FACE ET DOS**

KLIK

Brassard d'identification
retroreflechissant



Caractéristiques techniques :

- Matière rétroreflechissante utilisant la technologie des microprismes
- Pas de velcro, pas d'attache, pas de boucle. S'enroule automatiquement autour du bras
- Retrouve sa forme initiale plate pour le stockage
- Marquage au choix

6 couleurs disponibles:
Vert fluo, Orange fluo, Jaune fluo, Rouge, Bleu, Gris



Badges et Barrettes amovibles pour gilets multi-poches

PTH1013

Badge 300 x 100 mm
Marquages sur 2 lignes possible



PTH1034

Couleurs : Jaune et Argent



PTH1035

PTH1036



PTH1017



PTH1141

Barrette 100 x 50 mm
Marquages sur 2 lignes possibles

Barrette 100 x 20 mm
Marquages uniquement sur 1 ligne

- Marque ORAFOL
- Badges / Barrettes cousus sur velcro mâle
- Badges / Barrettes amovibles
- Choix de la couleur du marquage
- Marquages UV

0,5 kg



Gilet **FURY**

Gilet sans manches d'intervention

SEC1388



SEC1519



DIMENSIONS Taille réglable :

A : 55 cm

B : 50 cm


C : 65 cm

POIDS 0,5 kg

MATERIAUX Polyester

COULEURS ■ Rouge SEC1388

■ Bleu SEC1519



**PERSONNALISATION
FACE ET DOS**

Caractéristiques techniques :

- Maille Polyester légère et respirante haute visibilité
- Double curseur aluminium YKK jauge 8 avec tirette de préhension
- Surfaces rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- 9 tailles avec les réglages latéraux
- Sécurisation de la fermeture éclair par 2 boucles plastiques
- 2 poches filet ajourées avec ouverture par zipper
- 2 anneaux pour fixation petit matériel
- 6 pontets élastiques pour maintien de petits matériels
- Plaque HYPALON en découpe laser pour fixation de poches amovibles
- 8 fixations élastiques bâtons lumineux
- 2 emplacements velcro pour fixation patches
- Poche traversante arrière zipée



Présenté ici avec (non fournis) :

- 1 porte-radio **HOLSTER 2**
- 1 coque antichoc **KARTEL**
- 1 poche **GLOBUL**





Blouson **FURY**

Gilet d'intervention

SEC1341



SEC1450



MANCHES AMOVIBLES SUR ZIPPER



8 FIXATIONS ELASTIQUES BÂTONS LUMINEUX

DIMENSIONS Taille unique :

A : 55 cm

B : 50 cm


C : 65 cm

POIDS 0,8 kg

MATERIAUX Polyester

COULEURS  Rouge SEC1341

 Bleu SEC1450



Caractéristiques techniques :

- Maille légère Polyester et respirante haute visibilité
- Double curseur aluminium YKK jauge 8 avec tirette de préhension
- Surfaces rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- 9 tailles avec les réglages latéraux
- Sécurisation de la fermeture éclair par 2 boucles plastiques
- 2 poches filet ajourées avec ouverture par zipper
- 2 anneaux pour fixation petit matériel
- 6 pontets élastiques pour maintien de petits matériels
- Plaque HYPALON en découpe laser pour fixation de poches amovibles
- 2 poches radio
- 8 fixations élastiques bâtons lumineux
- 4 emplacements velcro pour fixation patches
- Manches amovibles
- 2 poches plastiques transparentes en bas des manches
- Poche traversante arrière zipnée



REGLAGE TAILLE 3 POSITIONS PAR COTE



Présenté ici avec (non fournis) :

- 1 trousse de cuisse BGRAM
- 1 poche TIC
- 1 poche U-BOOT

2 kg

32 Litres



LEGEND

Sac de secours



resah



Retrouvez la version PREMIUM de ce sac
TONIC - Page 21



SEC1268



SEC1267



DIMENSIONS

- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 42 cm
- Profondeur : 20 cm

Poches latérales :

- Largeur : 12 cm
- Hauteur : 37 cm
- Profondeur : 5 cm

VOLUME 32 L

POIDS 2 kg

MATERIAUX Polyamide ou PVC

COULEURS

- Rouge SEC1267
- Rouge PVC SEC1463
- Bleu SEC1268

Caractéristiques techniques:

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage dos par bretelles anatomiques
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- 2 poches latérales
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Coque en mousse haute densité
- Velcros intérieurs pour fixation poches
- 5 pochettes transparentes CRISTAL fournies : 4 taille S et 1 taille M



Fourni avec 5 poches CRISTAL
4 taille S, 1 taille M



Version PVC
SEC1463



2,5 kg

43 Litres



REFLEX

Sac de secours



SEC1265



SEC1266



DIMENSIONS

- Largeur : 46 cm
- Hauteur : 46 cm
- Profondeur : 27 cm

Grande poche frontale :

- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 28 cm
- Profondeur : 10 cm

Petite poche frontale :

- Largeur : 26 cm
- Hauteur : 17 cm
- Profondeur : 8 cm

VOLUME

43 L

POIDS

2,5 kg

MATERIAUX

Polyamide ou PVC

COULEURS

- Rouge SEC1265
- Rouge PVC SEC1464
- Bleu SEC1266



Version PVC
SEC1464

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage dos par bretelles anatomiques
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- 2 poches latérales et 2 poches frontales
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Coque en mousse haute densité
- 6 pochettes transparentes CRISTAL fournies :
4 taille S - 1 taille M - 1 taille L



Fourni avec 6 poches CRISTAL
4 taille S, 1 taille M, 1 taille L



2,3 kg

55 Litres



2L 5L

DOPPLER

Sac d'oxygénothérapie

ACCESS
LIGAP

resah



Retrouvez la version PREMIUM de ce sac
COYOTE - Page 42

OXY1037



OXY1036



Version PVC
OXY1040

2 sangles de maintien fournies pour bouteille O₂



Ouverture partielle pour visualisation



DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : 40 cm • Hauteur : 70 cm • Profondeur : 28 cm
VOLUME	55 L
POIDS	2,3 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge OXY1036 ■ Rouge PVC OXY1040 ■ Bleu OXY1037

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage dos par bretelles anatomiques
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- 2 sangles réglables pour le maintien de la bouteille d'oxygénothérapie
- Velcros intérieurs pour fixation poches
- 2 poches latérales : 15 x 43 x 4,5 cm
- 1 poche frontale large : 24 x 35 x 4 cm





DRUGSTORE

Mallette souple Ampoulier



OPT1157



resah



INTUBSTORE

Mallette souple Intubation



OPT1156



Caractéristiques techniques :

- Polyamide 1680 D, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- Identification en jaune avec marquage «AMPOULIER»
- 2 plaques détachables rigides pour 70 ampoules chacune
- 2 séparations en mousse avec 4 poches filets
- Emplacement pour check-list

DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : 27 cm • Hauteur : 36 cm • Profondeur : 5 cm
POIDS	0,9 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEUR	 Rouge OPT1157



Caractéristiques techniques :

- Polyamide 1680 D, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- Identification en jaune avec marquage «INTUBSTORE»
- 2 plaques détachables rigides pour instruments d'intubation
- 2 séparations en mousse avec 4 poches filets
- Emplacement pour check-list

DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : 27 cm • Hauteur : 36 cm • Profondeur : 5 cm
POIDS	0,9 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEUR	 Rouge OPT1156



2 kg

35
Litres



PEARL

Sac de secours

SHADOWS
EQUIPEMENT


SEC1583



POIGNEE RASSEMBLEE



PORTE-CARTE POUR IDENTIFICATION

DIMENSIONS	Hauteur : 47 cm
	Largeur : 45 cm
	Profondeur : 20 cm
VOLUME	35 L
POIDS	2 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	 Rouge SEC1583



Livré avec 5 poches CRISTAL
4 tailles S, 1 taille M

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Porte-étiquette format carte de crédit
- 2 poches latérales
- 1 poche supérieure avec filet et 5 pontets élastiques
- Portage dos par bretelles ergonomiques fixes
- Portage main par double poignée-sangle
- Coque en mousse haute densité
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- 4 rails de velcros intérieurs
- 5 pochettes transparentes CRISTAL fournies :
4 taille S et 1 taille M



1,9 kg

30 Litres



NORIA 3

Sac de secours

PREMIUM
EQUIPEMENT

SEC1521



Cloisons amovibles
et personnalisables



DIMENSIONS

- Longueur : 45 cm
- Hauteur : 27 cm
- Profondeur : 27 cm

Poche frontale :

- Longueur : 40 cm
- Hauteur : 22 cm
- Profondeur : 5 cm

Poches bouteille :

- Diamètre : 9 cm

VOLUME	30 L
POIDS	1,9 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	■ Rouge SEC1521 ■ Bleu SEC1522



SEC1522



Compatible avec le collecteur de déchets
TRASH - Page 47



Grande poche filet



Compatible avec le système d'éclairage
SNAKE - Page 48

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage main par poignées rassemblées
- Portage épaule par bandoulière
- Poche dorsale porte-documents
- 2 poches latérales pour bouteille, bombe de froid...
- Jeux de cloisons intérieures amovibles et réglables par velcro
- Bandes velcro intérieures pour fixation des pochettes et accessoires
- 1 large poche frontale avec soufflets
- 1 large poche porte-documents à l'arrière
- 1 poche pour gants
- 1 poche pour sac poubelle
- Dispositif de fixation d'accessoire (ex : TRASH)
- Fixation MOLLE sur un côté



2,4 kg

33 Litres



UPPERCUT

Sac de secours

PREMIUM
EQUIPE

SEC1278



Présenté ici avec plusieurs modèles de poches (non fournies)




resah



Couvre-sac fourni



DIMENSIONS	Hauteur: 45 cm
	Largeur : 35 cm
	Profondeur: 22 cm
VOLUME	33 L
POIDS	2,4 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	 Rouge SEC1278

Intérieur de sac équipé de :

- 4 petites poches filet
- 2 grandes poches filets
- 1 poche porte-documents
- 1 compartiment pour poche à eau
- 1 large élastique de fixation
- 3 velcros ronds



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable sécurisé par 4 clips
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Fond doublé en HYPALON noir équipé de 4 anneaux porte-matériel
- Portage dos par bretelles anatomiques réglables en hauteur avec un rappel de charge et un bloqueur de poitrine.
- Ceinture ventrale amovible
- Portage à la main par poignée renforcée
- Point de fixation spécifique pour hélitreuillage
- 1 porte-étiquette
- Face avant renforcée en HYPALON
- 1 poche basse «accès fond de sac» fermée par 2 zippers YKK jauge 12
- 2 poches latérales intégrées fermées par 1 zipper jauge 12, avec filet intérieur
- 2 sorties avec rabat velcro pour poche à eau, antenne de radio ou perfusion
- Fixation MOLLE sur la face avant et sur les poches latérales
- 2 larges anneaux d'amarrage pour sanglage dans véhicules ou aéronefs
- Velcros pour bande patronymique, grade, patch groupe sanguin...



2,6
kg

42
Litres



UPPERCUT XL

Sac de secours

PREMIUM
EQUIPEMENT

SEC1628




Présenté ici avec plusieurs modèles
de poches (non fournies)

resah



Couvre-sac
fourni



DIMENSIONS	Hauteur : 55 cm
	Largeur : 35 cm
	Profondeur : 22
VOLUME	42 L
POIDS	2,6 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	 Rouge SEC1628



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 Deniers imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Portage dos par bretelles anatomiques réglables en hauteur.
Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Ceinture ventrale réglable
- 2 poches extérieures latérales
- Fixations MOLLE en face avant et sur poches latérales
- Velcro pour bande patronymique
- Cocarde amovible (fournie)
- Poignée de treuillage et d'hélitreuillage intégrée et identifiée
- Poche accès fond de sac avec ouverture 2/3, 1/3 ou totale
- 4 poches filets intérieures
- Dispositif pour poche d'hydratation
- Renforts en HYPALON
- 2 sorties antenne de radio
- 1 plaque de renfort dorsale amovible
- Couvre-sac réversible orange / noir (fourni)
- Compatible avec le kit ASSAULT et le kit PHOTO

www.dimatex.fr

MÉDICAL - 24

0,5
Kg







DECLIC






Panneau modulaire individuel

PREMIUM
LÉGER

SEC1624



DIMENSIONS	Déplié : 80 x 67 cm
	Plié : 33 x 19 cm
POIDS	0,5 Kg
MATERIAUX	Ripstop
COULEURS	 Vert OTAN MIL2206
	 Full Black MIL2207
	 Rouge SEC1624



Caractéristiques techniques :

- Tissu Ripstop 420 deniers avec enduction étanche à l'eau, la poussière et l'air
- Portage main par double poignée en sangle
- Identification visuelle pour un large velcro rectangle de 20x10 cm
- Fermeture par sangles de compression réglables équipées de boucles rapides
- Face extérieure équipée de passant MOLLE en version active pour fixation sur un sac ou un panneau de déchocage
- Positionnement vertical à l'aide des 4 œillets ou des sangles de compression
- Double panneau à ouverture totale pour préparation
- 1 pochette plastifiée format A5 pour checklist
- 2 grandes poches en filet élastique avec zipper
- 2 grandes poches en filet à fermeture par zipper de marque YKK jauge 8
- 12 pontets élastiques double rangée pour feutres, petit matériel ou seringues
- 4 pontets élastiques taille moyenne + 2 pontets élastiques grande taille, avec préhenseur pour pansements et garrots
- Impression en dessin du déroulé de la fermeture du panneau en moins de 5 secondes
- Livré avec 5 badges amovibles à écriture effaçable type Velleda : blanc, jaune, bleu, vert, rouge

3,3 kg

62 Litres



TOM 50

Sac de secours

PREMIUM
EQUIPEMENT

SEC1099



Fig.1



Présenté ici avec plusieurs modèles de poches (non fournies)



OPTION PORTANT À ROULETTE PLIABLE PORTIK



OPTION MOUSQUETON



DIMENSIONS	Plié :	Déplié :
		<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : 50 cm • Hauteur : 50 cm • Profondeur : 25 cm

VOLUME	62 L
POIDS	3,3 Kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEUR	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge SEC1625 ■ Full Black MIL2208

Patches couleur MARCHE
repositionnables et identifiables / effaçables



2 tailles L
48 x 23 cm



2 tailles M
24 x 23 cm



4 tailles S
12 x 23 cm

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 Deniers imperméable et renforts latéraux en tissu RIPSTOP 450 Deniers
- Double zipper YKK jauge 12, avec tirette de préhension. (Possibilité de plombage ou de cadenasage)
- Sangles latérales de compression
- Faces extérieures équipées de fixation MOLLE sur 6 rangées horizontales pour emport de poches supplémentaires
- Portage à main par double poignée en sangle haute résistance
- Possibilité de séparer le sac en 2 parties (fig.1)
- Possibilité de suspendre le sac (fig.2)
- Fixation verticale :
 - 4 sangles réglables avec amplitude de 10 à 30 cm et rangement dans poche ouverte dédiée
 - 8 œillets métalliques de diamètre 2 cm
- Identification visuelle par 4 emplacements velcro : deux ronds de 7 cm, deux formes rectangulaires de 8 x 6 cm
- Système de sécurisation et anti-déformation de chaque panneau par boucle amovible avec dégrafage rapide
- Fixation des poches intérieures par velcro mâle
- 12 pontets élastiques , séparables et réglables, sur tout le pourtour du panneau pour fixation des sondes, tubes, accessoires...
- Pochettes transparentes cadennassables CRISTAL fournies : 4 taille S - 2 taille M - 2 taille L

Fig.2



3 kg

37
Litres**TONIC**

Sac de secours




PREMIUM
LIGAP

resah



SEC1091



DIMENSIONS	Hauteur : 42 cm
	Largeur : 32 cm
	Profondeur: 20 cm
Poches latérales :	Hauteur: 37 cm
	Largeur: 12 cm
	Profondeur: 5 cm
VOLUME	32 L + 5 L avec poche frontale
POIDS	3 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	 Rouge SEC1091
	 Bleu nuit SEC1092
	 Rouge PVC SEC1538

SEC1092



Livré avec 5 poches CRISTAL
4 petites, 1 moyenne
et une séparation amovible élastiquée

SEC1538
Version PVC**Caractéristiques techniques :**

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Renfort HYPALON et renfort d'angles plastique
- Portage dos par bretelles anatomiques dissimulables réglables en hauteur
Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Anneau de treuillage et d'héltreuillage intégré, protégé et identifié
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- Portage épaule par bandoulière amovible
- Dispositif de fixation pour détecteur de gaz CHECK (3 positions)
- 2 poches extérieures fixes équipées de filets et 1 poche porte-documents
- Porte-étiquette sur chaque poche extérieure
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Structure en mousse antichoc
- Une séparation intérieure élastiquée double face
- Poche frontale PATROL amovible
- Dispositif de maintien d'un TROLLEY
- 5 pochettes transparentes CRISTAL fournies :
4 taille S et 1 taille M



Option TROLLEY



MATRIX

Sac de secours

PREMIUM
CLASSIC

SEC1080



Livré avec 6 poches CRISTAL
4 petites, 1 moyenne, 1 grande



SEC1561
Version PVC

resah



DIMENSIONS

- Largeur : 47 cm
- Hauteur : 49 cm
- Profondeur : 30 cm

Poches latérales :
• Epaisseur : 5 cm

Grande poche frontale :

- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 28 cm
- Profondeur : 10 cm

Petite poche frontale :

- Largeur : 26 cm
- Hauteur : 17 cm
- Profondeur : 8 cm

VOLUME	50 L
POIDS	3,15 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> Rouge SEC1080 Bleu SEC1136 Rouge PVC SEC1561 Full black SEC1409

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Renfort HYPALON et renfort d'angles plastique
- Portage dos par bretelles anatomiques dissimulables réglables en hauteur
Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Portage à la main par poignée rassemblée
- Anneau de treuillage et d'hélitreuillage intégré, protégé et identifié
- Dispositif de fixation pour détecteur de gaz CHECK (3 positions)
- Réserves plastiques pour marquages personnalisés sur poches extérieures
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Dispositif de maintien d'un TROLLEY
- 6 pochettes transparentes CRISTAL fournies :
4 taille S - 1 taille M - 1 taille L



SEC1136



SEC1409



TRASH - Page 47



MASH - Page 47



PATCH - Page 48



SNAKE - Page 48



Option TROLLEY

2,4 kg

54 Litres



TROLLEY

TREUILLAGE

URGENCY

Sac de secours

PREMIUM
EQUIPE



SEC1595



DIMENSIONS	Hauteur : 51 cm
	Longueur : 50 cm
	Profondeur : 21 cm
VOLUME	54 L
POIDS	2,4 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	■ Rouge SEC1595
	■ Bleu nuit SEC1597
	■ Vert SEC1599
	■ Medium blue SEC1598
	■ Rouge PVC SEC1596



Patins antidérapants
fond de sac

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Renfort HYPALON et renfort d'angles plastique
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage dos par bretelles anatomiques dissimulables réglables
- Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Portage en bandoulière ou à la main par poignée rassemblée
- Anneau de treuillage équipé d'un système rétractable pour être maintenu sur le côté
- Patins antidérapants sous le sac en gomme (2 centraux)
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Fixation pour détecteur de gaz CHECK (3 positions)
- 3 portes-étiquette pour marquage personnalisé
- Compatible système TROLLEY



Présenté ici avec
6 pochettes RACK
(non fournies)



SEC1599





INTREPID

Sac de secours



SEC1554



Sac **URGENCY**



Poche **PATROL XL**

resah



ANNEAU DE TREUILLAGE
HELITREUILLAGE



SEC1550



Compatible avec le collecteur de déchet
TRASH - Page 47



Compatible avec porte-sonde MASH
MASH - Page 47



Compatible avec le plateau multi-fonctions
PATCH - Page 48



Compatible avec le système d'éclairage
SNAKE - Page 48



Compatible avec la poche isotherme
BLIZZARD - Page 48


DIMENSIONS	Hauteur : 51 cm
	Largeur : 50 cm
	Profondeur : 31 cm
VOLUME	72 L
POIDS	3,4 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	■ Rouge SEC1550
	■ Bleu nuit SEC1552
	■ Vert SEC1554
	■ Medium blue SEC1553
	■ Rouge PVC SEC1551



Présenté ici avec
3 pochettes RACK
(non fournies)

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Renfort HYPALON avec 3 patins antidérapants + renfort d'angle plastique
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage en bandoulière ou à la main par poignée moulée antidérapante
- Portage dos par bretelles anatomiques dissimulables réglables en hauteur. Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Anneau de treuillage équipé d'un système rétractable pour être maintenu sur le côté
- Patins antidérapants sous le sac en gomme (2 centraux + 1 sur PATROL)
- Rangement interne pour portage dos, fermé par zipper
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Fixation pour détecteur de gaz (3 positions)
- 3 portes-étiquette pour marquage personnalisé
- Système de fixation des poignées entre elles
- Compatible système TROLLEY



Option **TROLLEY**

MÉDICAL - 30

3,4 kg

68
Litres**HEROES**

Sac de secours

PREMIUM
LIAMME

SEC1556



Présenté ici avec
5 pochettes CRISTAL
(non fournies)



SEC1558

Compatible avec le collecteur de déchets
TRASH - Page 47

DIMENSIONS	Hauteur : 50 cm
	Longueur : 40 cm
	Profondeur : 33 cm

VOLUME	68 L
---------------	------

POIDS	3,4 kg
--------------	--------

MATERIAUX	Polyamide ou PVC
------------------	------------------

COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge SEC1556 ■ Bleu nuit SEC1559 ■ Vert SEC1560 ■ Medium blue SEC1558 ■ Rouge PVC SEC1557
-----------------	---

Compatible avec porte-sonde MASH
MASH - Page 47Compatible avec le plateau multi-fonctions
PATCH - Page 48Compatible avec le système d'éclairage
SNAKE - Page 48Compatible avec la poche isotherme
BLIZZARD - Page 48**Caractéristiques techniques :**

- Tissu Polyamide 1680 D imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Renforts HYPALON avec 3 patins antidérapants + renforts d'angles plastique
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage en bandoulière ou à la main par poignée moulée antidérapante
- Portage dos par bretelles anatomiques réglables en hauteur. Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Anneau de treuillage et d'hélitreuillage intégré et identifié
- Dispositif de rangement intégré au dos pour dissimulation du portage dos et anneau de treuillage
- Dispositif de fixation pour détecteur de gaz CHECK (3 positions)
- Systèmes d'attache sur poches latérales pour fixation MASH ou TRASH
- Porte-étiquette renforcé pour insertion marqué personnalisé
- Zone de velcro dans poche latérale droite pour fixation de la poche isotherme BLIZZARD
- Zone velcro pour marquage personnalisé
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- 2 compartiments dont 1 divisé en deux parties à l'aide d'un panneau amovible monté sur velcro
- 6 pans d'accrochages avec multiples systèmes d'accroches : 2 poches filets dont 1 zippé, 17 pontets élastiques, 1 poche identifiable et compartimentée en 3 parties (240 x 90 mm), 22 supports velcro femelles, 2 sangles réglables avec SR Buckles pour maintien de divers appareils médicaux

Option TROLLEY



3,8 kg

50 Litres



PHANTOM

Sac de secours

PREMIUM

SEC1123



SEC1125



TRASH - Page 47



MASH - Page 47



SNAKE - Page 48

DIMENSIONS	Hauteur : 50 cm
	Largeur : 36 cm
	Profondeur : 30 cm
VOLUME	40 L
POIDS	3,8 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	■ Rouge SEC1123
	■ Bleu SEC1125



Dos ergonomique



Couvre-sac

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Renfort HYPALON et renfort d'angles plastique
- Portage dos par bretelles anatomiques réglables en hauteur. Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Portage à la main par poignée renforcée
- Anneau de treuilage et d'hélitreuilage intégré et identifié
- Poche porte-documents en face avant extérieure
- 1 porte-étiquette
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Parois en mousse antichoc
- Clips pour fixation d'une poche PATROL
- Système de fixation pour poches ROCKET
- Tablettes de séparation intérieure réglables
- Couvre-bretelles intégré pour l'hélitreuilage

Présenté ici avec plusieurs modèles de poches (non fournies)



4 tablettes réglables et amovibles fournies



RUSH

Sac d'intervention

Configuration RUSH = Sac PHANTOM + 1 poche PATROL + 2 poches ROCKET

SEC1383



Voir page 45 et 46

MÉDICAL - 32

3,7 kg

49
Litres

SOS BAG

Sac de secours

PREMIUM
EQUIPEMENT

SEC1387



Option TROLLEY



DIMENSIONS Sac seul (31 L)

- Largeur : 31 cm
- Hauteur : 46 cm
- Profondeur : 22 cm

Poches amovibles (9 L)

- Largeur : 20 cm
- Hauteur : 45 cm
- Profondeur : 10 cm

VOLUME	49 L
POIDS	3,7 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> Rouge PVC SEC1485 Bleu SEC1387



SEC1485
Version PVC



Poches extérieures à
fixations magnétiques



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Structure rigide (cotés et fond)
- Renfort HYPALON avec 4 patins antidérapants
- Portage main par poignée moulée antidérapante
- Portage dos ergonomique, avec mousse d'appui dorsal ventilée, bloqueur de poitrine
- Dispositif de maintien d'un TROLLEY
- 1 porte-étiquette
- 1 sangle support pour détecteur CO
- 4 poches filet extérieures
- 2 poches zippées latérales
- 1 accès frontal au compartiment inférieur avec tablette rigide réglable
- 1 accès au compartiment supérieur divisé en 4 cloisons amovibles
- 1 poche filet dans le rabat supérieur
- 1 compartiment intérieur colliers cervicaux
- 2 poches amovibles montées sur système magnétique FIDLOCK



2,6
Kg

40
Litres



TALWEG

Sac de secours





PREMIUM
EQUIPEMENT

SEC1098



ANNEAU DE TREUILLAGE

HELITREUILLAGE

DIMENSIONS	Largeur : 36 cm Hauteur : 48,5 cm Profondeur : 24 cm
VOLUME	40 L
POIDS	2,6 Kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	 Full Black MIL1028  Coyote MIL1029  Camouflage MIL2218  Rouge SEC1098



Compatible avec le collecteur de déchets
TRASH - Page 47



Compatible avec le système d'éclairage
SNAKE - Page 48



Poche accès bas du sac



SORTIE POCHE À EAU



Livré avec 5 poches
CRISTAL
4 petites et 1
moyenne



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680D résistant et durable avec enduction
- Portage dos compatible avec le port d'une veste balistique
- Double zipper YKK jauge 12, avec tirette de préhension.
(Possibilité de plombage ou de cadenassage)
- Anneau de treuillage et d'héltreuillage intégré, protégé et identifié
- MOLLE en face avant et sur les cotés
- Renfort HYPALON sur le dessous
- Porte-étiquette extérieure
- Sortie pour poche à eau
- Poche accès bas du sac
- 4 anneaux d'arrimage (véhicule, aéronef...)
- MOLLE sur la face intérieure + velcro
- Ceinture ventrale réglable
- 5 pochettes transparentes CRISTAL fournies :
4 taille S et 1 taille M

MIL1028



PRESSION POUR MAINTIEN DE L'ANNEAU

4,2 kg

67
Litres

VERTICAL

Sac de secours

PREMIUM
EQUIPEMENT

SEC1381



ROCKET



PATROL



SEC1382



DIMENSIONS	Hauteur : 78 cm
	Largeur : 38 cm
	Profondeur : 26 cm
VOLUME	67 L
POIDS	4,2 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	■ Rouge SEC1381
	■ Bleu SEC1579



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Renfort HYPALON avec 4 patins antidérapants et renfort d'angles plastique
- Portage dos par bretelles anatomiques dissimulables réglables en hauteur
Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Ceinture ventrale amovible
- Portage à la main par poignée renforcée
- Anneau de treuillage et d'héltreuillage intégré, protégé et identifié
- Fixation pour détecteur de gaz CHECK (3 positions)
- Tapis de sol et couvre-sac intégré
- 2 sorties étanches pour perfusion, poche à eau ou radio
- 2 portes-piolet
- Dispositif de fixation interne amovible d'une bouteille d'O₂ de 5 litres
- Treillis élastique sur la face avant du sac
- Poche étanche en façade
- Ouverture totale du sac, accès fond de sac
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Pochettes transparentes CRISTAL fournies :
4 taille S - 1 taille M - 1 taille L



Sangles intérieures fournies
pour maintien d'une bouteille
d'O₂ de 2 ou 5 litres



Livré avec
6 pochettes CRISTAL
4 petites, 1 moyenne, 1 grande



4,9 kg

85
Litres**BAROUD**

Sac de secours

PREMIUM
EQUIMAT

SEC1086



Livré avec
6 pochettes CRISTAL
4 petites, 1 moyenne, 1 grande



SEC1603



DIMENSIONS	Hauteur : 79 cm
	Largeur : 55 cm
	Profondeur : 32 cm
VOLUME	85 L
POIDS	4,9 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	■ Rouge SEC1086
	■ Bleu SEC1621

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Renfort HYPALON avec 4 patins antidérapants et renfort d'angles plastique
- Portage dos par bretelles anatomiques réglables en hauteur. Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine.
- Ceinture ventrale amovible
- Dispositif de fixation interne amovible d'une bouteille d'O₂ de 5 litres
- Anneau de treuillage et d'hélicentreuillage intégré, protégé et identifié
- Portage à la main par poignée renforcée
- Fixation pour détecteur de gaz CHECK (3 positions)
- Tapis de sol et couvre-sac intégré
- 2 poches latérales amovibles et une poche frontale amovible
- Réserves plastiques pour marquages personnalisés
- 2 sorties étanches pour perfusion, poche à eau ou radio
- Treillis élastique sur la face avant du sac
- Poche étanche en façade
- Ouverture totale du sac, accès fond de sac
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Pochettes transparentes CRISTAL fournies :
4 taille S - 1 taille M - 1 taille L



TRASH - Page 47



MASH - Page 47



SNAKE - Page 48





resah



Portage dos modulable

Fixation magnétique **EXPRESS**




SEC1465



Composé d'un bloqueur de poitrine et d'une ceinture ventrale

Caractéristiques techniques :

- Bâche PVC lavable / désinfectable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage ergonomique, réglable en hauteur 3 positions
- Réseau de plots magnétiques mâles sur face dorsale
- Plots magnétiques sur ceinture

DIMENSIONS	Hauteur : 47 cm Largeur : 35 cm
POIDS	1,4 kg
MATERIAUX	PVC
COULEUR	 Bleu nuit SEC1465




Panneau mural modulable

Fixation magnétique **EXPRESS**



Caractéristiques techniques :

- Bâche PVC lavable / désinfectable
- Zipper YKK jauge 12
- 1 poignée de transport et de largage de la poche
- Supports pour identification des poches
- Surface arrière système de fixation magnétique
- Surface avant réseau de plots magnétiques
- 1 face intérieure velcro pour fixation de pochettes
- 1 face intérieure avec poche filet
- 1 cordon de maintien d'ouverture angulaire

DIMENSIONS	Hauteur : 98 cm Largeur : 36 cm
POIDS	1,2 kg
MATERIAUX	PVC
COULEUR	 Bleu nuit SEC1466



Présenté ici avec 8 poches EXPRESS (non fournies)





resah



Poche taille S

Fixation magnétique **EXPRESS**

PREMIUM
GRAMME

SEC1472 SEC1471 SEC1473 SEC1474 SEC1488



Caractéristiques techniques :

- Bâche PVC lavable / désinfectable
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- 1 poignée de transport et de largage de la poche
- Supports velcro pour identification des poches
- Surface arrière système de fixation magnétique
- 1 porte-carte face arrière
- Surface avant réseau de plots magnétiques
- 1 poche filet



DIMENSIONS	Hauteur : 21 cm
	Largeur : 17 cm
	Profondeur : 8 cm

POIDS	0,4 kg
--------------	--------

MATERIAUX	PVC
------------------	-----

COULEURS	Rouge SEC1471
	Bleu nuit SEC1472
	Vert SEC1473
	Jaune SEC1474
	Noir SEC1488



VERSION AMPOULIER



SEC1497

www.dimatex.fr



resah



Poche taille L

Fixation magnétique **EXPRESS**

PREMIUM
GRAMME

SEC1467 SEC1469 SEC1468



Caractéristiques techniques :

- Bâche PVC lavable / désinfectable
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- 1 poignée de transport et de largage de la poche
- Supports velcro pour identification des poches
- Surface arrière système de fixation magnétique
- Surface avant réseau de plots magnétiques
- 1 face intérieure velcro pour fixation de pochettes
- 1 face intérieure avec poche filet fermée par zipper



DIMENSIONS	Hauteur : 27 cm
	Largeur : 38 cm
	Profondeur : 11 cm

POIDS	1 kg
--------------	------

MATERIAUX	PVC
------------------	-----

COULEURS	Rouge SEC1467
	Medium blue SEC1468
	Vert SEC1469
	Jaune SEC1470
	Noir SEC1487
	Orange SEC1582

Jaune ampoulier SEC1497



2 kg

45 Litres



2L

ALPINE

Sac opérationnel

PREMIUM
EQUIPEMENT



DIMENSIONS	Largeur : 34 cm
	Hauteur : 56 cm
	Profondeur : 26 cm
POIDS	2 kg
MATERIAUX	Ripstop enduit
COULEUR	■ Rouge SEC1647
	■ Full black SEC1648

Caractéristiques techniques :

- Tissu Ripstop 420D enduit TPU, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur en aluminium YKK jauge 12 avec cordon de préhension
- Anneau de treillage et d'hélitreillage intégré avec cosse-coeur plastique
- Face renforcée en HYPALON (résiste au feu et aux acides)
- 2 patches personnalisables amovibles
- Fond doublé en Polyamide
- 3 poignées de portage à main
- Portage dos par bretelles anatomiques
- 1 sangle sternale
- 1 ceinture ventrale
- 1 porte-carte renforcé
- Sortie pour poche à eau
- Renforts plastiques sur les angles du zipper
- Intérieur basse visibilité gris
- 3 poches filets avec élastique
- 2 poches filets zippées
- 8 pontets pour mousqueton
- Crochet tourniquet
- Fourreau pour piolet
- 2 rails de velcro pour fixation pochette
- Fourni avec un tapis de sol



Présenté ici avec plusieurs modèles de poches (non fournies)



3,3 kg

47 Litres



2L 5L

CATAPULTE

Sac opérationnel

PREMIUM
EQUIPEMENT

SEC1255



ANNEAU DE TREUILLAGE



HELITREUILLAGE

DIMENSIONS	Hauteur : 65 cm
	Largeur : 27 cm
	Profondeur : 27 cm

VOLUME	47 L
---------------	------

POIDS	3,3 kg
--------------	--------

MATERIAUX	Polyamide
------------------	-----------

COULEURS	 Rouge SEC1255
	 Full black MIL2033



Volets détachables



ZIPPER METALLIQUES AVEC TIRETTE DE PREHENSION



FERMETURE SECURISEE DES POCHETTES AVEC VCLORO



PONTETS TEXTILE POUR ATTACHE MOUSQUETONS

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D, imperméable, antistatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Fond renforcé HYPALON 100% non feu et antidérapant
- Supports velcro extérieurs pour identification (écusson, bande patronymique rectangulaire 85 x 55 mm)
- Soufflet de capacité variable
- Portage ergonomique réglable en hauteur
- Poignées de portage latérales
- Ouverture totale à plat
- Anneau de treuillage et d'héltreuillage
- Système extérieur de maintien de la corde et du casque
- Pontets porte-matériel intérieurs et extérieurs
- Porte-piolet extérieurs
- 7 compartiments filets identifiés
- 2 volets amovibles
- Emplacement transparent pour fiche inventaire
- Supports velcros extérieurs d'identification des sacs
- Volets détachables
- Système de fermeture sécurisée des pochettes avec porte-étiquette d'identification
- Housse de pluie haute visibilité



MIL2033





TOTEM

Sac d'oxygénothérapie

PREMIUM
DIMATEX

OXY1020



DIMENSIONS	Hauteur : 80 cm Largeur : 30 cm Profondeur : 27 cm
VOLUME	72 L
POIDS	2,8 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge OXY1020 ■ Rouge PVC OXY1023 ■ Bleu nuit OXY1022 ■ Bleu nuit PVC OXY1047



OXY1022



Version PVC
OXY1023




Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Renfort HYPALON et renfort d'angles plastique
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante
- Portage dos par bretelles anatomiques dissimulables réglables en hauteur
Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Anneau de treuillage et d'héltreuillage intégré et identifié
- Dispositif de rangement intégré au dos pour dissimulation du portage dos et anneau de treuillage
- Trappe de visualisation sur partie haute du sac
- Fourni avec une poche bleue pour les masques O² et une housse orange pour l'insufflateur
- Fixation pour détecteur de gaz (3 positions)
- Rangement interne pour portage dos, fermé par zipper
- Compatible système TROLLEY
- Intérieur haute visibilité orange fluorescent
- 5 poches filets à l'intérieur du sac
- 2 sangles de maintien pour bouteille oxygène (1 bouteille de 2 ou 5 litres)
- 5 passants MOLLE dans le compartiment intérieur



Présenté ici avec
TROLLEY
(non fourni)

www.dimatex.fr



3,6 kg

83
Litres

COYOTE

Sac d'oxygénothérapie

PREMIUM
LIAMME

OXY1034



resah



DIMENSIONS	Hauteur : 80 cm
	Longueur : 50 cm
	Profondeur : 30 cm
VOLUME	83 L
POIDS	3,6 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	Rouge OXY1034
	Rouge PVC OXY1035
	Bleu nuit OXY1049
	Bleu Nuit PVC OXY1048



OXY1031

OXY1035
Version PVC

TRASH - Page 47



MASH - Page 47



SNAKE - Page 48

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Renforts HYPALON et renfort d'angles plastique
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante
- Portage dos par bretelles anatomiques réglables en hauteur
- Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Anneau de treuillage et d'hélitreuillage intégré et identifié
- Dispositif de rangement intégré au dos pour dissimulation du portage dos et anneau de treuillage
- Dispositif de fixation pour détecteur de gaz CHECK (3 positions)
- Fourni avec une poche bleue pour les masques O² et une housse orange pour l'insufflateur
- 3 portes-étiquette pour marquage personnalisé
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- 5 poches filets à l'intérieur du sac
- 2 sangles de maintien pour bouteille oxygène (1 bouteille de 2 ou 5 litres)
- 5 passants MOLLE dans le compartiment intérieur
- Compatible avec le système lumineux SNAKE



Sangles intérieures fournies
pour maintien d'une bouteille
d'O² de 2 ou 5 litres



Présenté ici avec
TROLLEY
(non fourni)

www.dimatex.fr


MÉDICAL - 42

3,7 kg

75
Litres

DECAL SCALP

Sac d'oxygénothérapie

PREMIUM
TRAITEMENT

resah



Poche multi-usages
GREEN en option

Se range dans les poches
latérales

OXY1042



DIMENSIONS	Hauteur : 74 cm
	Largeur : 50 cm
	Profondeur : 40 cm
VOLUME	75 L
POIDS	3,7 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	■ Rouge OXY1042
	■ Rouge ABYSS PVC OXY1015
	■ Bleu nuit OXY1043

OXY1043



OPT1003



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Fond doublé en HYPALON (résiste au feu et aux acides) et renfort d'angles plastique
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante
- Portage dos par bretelles anatomiques réglables en hauteur. Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine.
- Ceinture ventrale amovible
- Fourreau rigide cylindrique de maintien et de protection de la bouteille, sécurisé par une sangle anti-basculement
- Large ouverture du rabat supérieur pour accéder totalement à la tête de bouteille
- Fond renforcé sous la bouteille d'oxygène
- 4 plots anti-usure démontables
- 3 portes-étiquette renforcés pour insertion marquage personnalisé
- 3 grandes poches extérieures avec ouverture en soufflet
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Peut contenir une bouteille d'O² de 2 ou 5 litres

DECAL SCALP

ABYSS

Sac d'oxygénothérapie

Caractéristiques techniques :

- Bâche PVC 100% étanche
- Zipper YKK plastique

■ Rouge OXY1015



www.dimatex.fr

1,25
kg

2L

BOOSTER S

Sac d'oxygénothérapie

PREMIUM
GRAMME

OXY1050



DIMENSIONS	Hauteur : 60 cm
	Largeur : 20 cm
VOLUME	Bouteille de 2 L
POIDS	1,25 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	■ Rouge OXY1050

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680D
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Zipper jauge 12 avec tirette de préhension
- 2 poches latérales zippées disposant d'une longue poche filet fermée et de plusieurs élastiques pour maintiens de divers outils médicaux
- Porte-étiquette renforcé pour insertion marquage personnalisé
- Zone velcro pour marquage personnalisé
- Partie basse renforcée en HYPALON
- Renfort en HYPALON en partie arrière avec patins antidérapants
- Portage à la main et en bandoulière
- Bandoulière avec accastillage métallique
- Poignée moulée et antidérapante
- Peut contenir une bouteille de 2 L uniquement
- Coque thermoformée pour protection du détendeur
- Poche filet pour masques HC



www.dimatex.fr

1,55
kg

2L 5L

BOOSTER L

Sac d'oxygénothérapie

PREMIUM
GRAMME

OXY1051



DIMENSIONS	Hauteur : 110 cm
	Largeur : 20 cm
VOLUME	Bouteille de 2 ou 5 L
POIDS	1,55 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	■ Bleu OXY1051

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680D
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Zipper jauge 12 avec tirette de préhension
- 2 poches latérales zippées disposant d'une longue poche filet fermée et de plusieurs élastiques pour maintiens de divers outils médicaux
- Porte-étiquette renforcé pour insertion marquage personnalisé
- Zone velcro pour marquage personnalisé
- Partie basse renforcée en HYPALON
- Renfort en HYPALON en partie arrière avec patins antidérapants
- Portage à la main et en bandoulière
- Bandoulière avec castillage métallique
- Poignée moulée et antidérapante
- Peut contenir une bouteille de 2 ou 5 L
- Coque thermoformée pour protection du détendeur
- Poche filet pour masques HC



MÉDICAL - 44

0,6 kg

10
Litres

PATROL

Poche multi-usages

PREMIUM
L'AMME

OPT1085



OPT1247



OPT1224



Caractéristiques techniques :

- Tissu polyamide 1680 Deniers ou tissu PVC Tarpaulin
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante
- Fond doublé en PVC
- Large porte-étiquette
- Fixation aux sacs par clips rapides
- Ouverture totale
- Poche filet et pontets élastiques à l'intérieur
- 2 bandes velcro de fixation
- Option : bandoulière pour portage épaule

DIMENSIONS	Hauteur : 40 cm Largeur : 32 cm Profondeur : 8 cm
POIDS	0,6 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge OPT1085 ■ Bleu nuit OPT1247 ■ Rouge PVC OPT1224



CACTUS

Système de fixation

Lot de 4 boucles



PATROL XL

Sac multi-usages

PREMIUM
L'AMME

OPT1236



OPT1246



OPT1237



OPT1238



OPT1235



Caractéristiques techniques :

- Tissu polyamide 1680 Deniers ou tissu PVC Tarpaulin
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante
- Fond doublé en PVC + 1 patin antidérapant
- Zone velcro pour marquage personnalisé
- Fixation aux sacs par clips rapides
- Ouverture totale
- Poche filet et pontets élastiques à l'intérieur
- 6 bandes velcro de fixation
- Option : bandoulière pour portage épaule

DIMENSIONS	Hauteur : 45 cm Largeur : 43 cm Profondeur : 12 cm
POIDS	1,1 kg

MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge OPT1236 ■ Medium blue OPT1237 ■ Vert OPT1238 ■ Bleu nuit OPT1235 ■ Rouge PVC OPT1246



Présenté ici avec
3 poches RACK
(non fournies)



RAPACE

Sac d'intervention

Configuration RAPACE =
1 poche PATROL + 4 CRISTAL S
+ 1 CRISTAL M + 1 sangle d'épaule

- Rouge OPT1014
- Bleu OPT1255



www.dimatex.fr



ROCKET

OPT1093

Poche multi-usages



OPT1249



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 Deniers ou tissu PVC Tarpaulin
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante
- 1 porte-étiquette
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Ouverture totale
- 1 poche filet
- 1 bande velcro de fixation

DIMENSIONS	Hauteur : 53 cm Largeur : 19 cm Profondeur : 10 cm
POIDS	0,5 kg
MATERIAUX	Polyamide ou PVC
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge droite OPT1092 ■ Rouge gauche OPT1093 ■ Rouge droite PVC OPT1191 ■ Rouge gauche PVC OPT1190 ■ Bleu nuit droite OPT1248 ■ Bleu nuit gauche OPT1249

TANDEM

Sac d'intervention

Configuration TANDEM =
2 poches PATROL + 4 CRISTAL S
+ 1 sangle d'épaule

- Rouge SEC1312
- Bleu nuit SEC1622
- Bicolore SEC1604



www.dimatex.fr

DOCTORY

Mallette polyvalente



SEC1626



Caractéristiques techniques :

- Tissu polyamide 1680 Deniers
- Double curseurs YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en micro-prisme ORAFOL de couleur blanche
- Renforts PVC noir en face avant
- Porte étiquette format carte de crédit
- Poche extérieure zippée pour 4 stylos et petits accessoires
- Portage main par poignée caoutchouc naturel
- Portage épaule par sangle réglable et amovible
- Bloc de mousse antichocs, détachable et amovible avec 7 compartiments de taille différentes
- 1 séparation amovible en mousse antichocs avec large poche filet
- 1 système de fixation élastique et réglable pour tablette petit modèle
- Système de maintien détachable à 90°
- Intérieur orange fluo pour plus de luminosité

DIMENSIONS	Hauteur : 37 cm Largeur : 28 cm Profondeur : 8 cm
POIDS	1 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	■ Medium blue SEC1626



Livré avec un lot de 2 POCHON ou
une mousse préformée



0,5 kg

1,5 Litres



MASH

Fourreau à sondes

PREMIUM
GAMME



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 Deniers
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Face antichoc et anti-plis
- 1 porte-étiquette
- Ouverture totale
- 6 élastiques de maintien des sondes
- Compatible avec les sacs de la Gamme PREMIUM

DIMENSIONS	Hauteur : 74 cm
	Largeur : 13 cm
	Profondeur : 2 cm
POIDS	0,5 kg
MATERIAUX	Polyester
COULEUR	■ Noir SEC1144

resah



TRASH

Collecteur de déchets

PREMIUM
GAMME



0,3 kg

1,5 Litres



COLLECTEUR DE DÉCHETS



FIXATION LATÉRALE



SUR POCHE

Caractéristiques techniques :

- Tissu Nylon 420 Deniers
- 2 poches latérales pour sacs poubelles et gants
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- 1 compartiment principal universel pour boîte à aiguilles
- 1 poche frontale déployable pour sac à déchets
- Compatible avec les sacs de la Gamme PREMIUM
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante

CITADEL

Housse pour colliers cervicaux

Gamme PREMIUM



FIXATION LATÉRALE



SUR POCHE

DIMENSIONS	Hauteur : 36 cm
	Largeur : 26 cm
POIDS	0,3 kg
MATERIAUX	Polyester
COULEUR	■ Jaune SEC1148



PATCH

Plateau multi-fonctions

PREMIUM
EAMME



DIMENSIONS	Hauteur : 41 cm
	Largeur : 13 cm
	Profondeur : 3 mm
POIDS	0,1 kg
MATERIAUX	Polypropylène
COULEUR	■ Noir SEC1149

Plateau livré vide

Caractéristiques techniques :

- Volume : 16 emplacements élastiques
- Maintien du plateau par velcro
- Plastique STAN FAC rigide

CAMDEN

Porte-accessoires

Caractéristiques techniques :

- Plateau de rangement polyvalent
- Deux bandes velcro femelle au dos de la plaque
- Sangles élastiques entrecroisées



SANGLES ÉLASTIQUES



DIMENSIONS	Hauteur : 37 cm
	Largeur : 26 cm
	Profondeur : 0.3 cm
POIDS	0,3 kg
MATERIAUX	Nylon
COULEUR	■ Noir OPT1218

www.dimatex.fr

SNAKE

Éclairage de sac

PREMIUM
EAMME

OPT1128



Caractéristiques techniques :

- Système d'éclairage pour sac d'intervention DIMATEX
- Livré à la dimension du modèle de sac
- Fixation facile par velcro
- Fonctionne avec piles AA fournies ou sur batterie USB



BLIZZARD

Poche isotherme

PREMIUM
EAMME

Caractéristiques techniques :

- Etui pour batterie du SNAKE
- Velcro mâle face arrière
- Oeillet pour sortie câble
- Tissu isotherme, augmente l'autonomie de la batterie



DIMENSIONS	Hauteur : 14 cm
	Largeur : 10 cm
	Profondeur : 2 cm
POIDS	0,2 kg
MATERIAUX	Polyester
COULEUR	■ Noir SEC1555



RACK

Poche polyvalente



Caractéristiques techniques :

- Tissu 450 Deniers Riptop
- Mousse antichoc
- Face avant transparente
- Velcro velours au dos
- Double zipper YKK
- Poignée de portage à main
- Poche inventaire sur la totalité de la face transparente
- Tissu intérieur orange fluo pour visibilité
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante

RACK S Petit modèle

DIMENSIONS	Hauteur : 20 cm	■ Rouge SEC1542
	Largeur : 13 cm	■ Vert SEC1544
	Profondeur : 8 cm	■ Jaune SEC1543
VOLUME	1 L	■ Violet SEC1541
POIDS	0,15 kg	■ Noir SEC1576
MATERIAUX	Ripstop et Polyuréthane	

RACK M Moyen modèle

DIMENSIONS	Hauteur : 20 cm	■ Rouge SEC1585
	Largeur : 23 cm	■ Vert SEC1586
	Profondeur : 8 cm	■ Jaune SEC1584
VOLUME	2 L	■ Bleu SEC1545
POIDS	0,2 kg	■ Noir SEC1577
MATERIAUX	Ripstop et Polyuréthane	

RACK INTER

DIMENSIONS	Hauteur : 18 cm	■ Rouge SEC1480
	Largeur : 30 cm	■ Vert SEC1478
	Profondeur : 8 cm	■ Jaune SEC1477
VOLUME	2,5 L	■ Bleu SEC1479
POIDS	0,17 kg	■ Noir SEC1481
MATERIAUX	Ripstop et Polyuréthane	

RACK L Grand modèle

DIMENSIONS	Hauteur : 20 cm	■ Rouge SEC1546
	Largeur : 36 cm	■ Vert SEC1589
	Profondeur : 8 cm	■ Jaune SEC1588
VOLUME	3 L	■ Bleu SEC1587
POIDS	0,3 kg	■ Noir SEC1578
MATERIAUX	Ripstop et Polyuréthane	

RACK S Petit modèle

* Équivalent CRISTAL taille S



SEC1542

SEC1544

SEC1543

SEC1541

SEC1576

RACK M Moyen modèle

* Équivalent CRISTAL taille M



SEC1545

SEC1577

SEC1586

SEC1585

SEC1584

RACK INTER

* Adaptables sur PATROL, TONIC et HEROES



SEC1481

SEC1480

SEC1478

SEC1479

SEC1477

RACK L Grand modèle

* Équivalent CRISTAL taille L



SEC1588

SEC1578

SEC1546

SEC1589

SEC1587



START

Poche médicale

MIL2202



MIL2202



MIL2203



MIL2204

Positionnable sur sac



Positionnable sur gilet



DIMENSIONS

Longueur : 21 cm

Hauteur : 13 cm

Profondeur : 5 cm

POIDS

0,2 Kg

MATERIAUX

Ripstop

COULEURS

■ Full black MIL2204

■ Coyote MIL2202

■ Vert OTAN MIL2203

Caractéristiques techniques :

- Tissu Ripstop 420 D et Tissu Polyamide 1680 D avec enduction étanche à l'eau, la poussière et l'air
- Système de fixation sur sac ou gilet de combat par système MOLLE avec languettes textiles à extraction rapide
- Fixation velcro sur le système MOLLE
- Sur le devant de la poche extérieure, 3 rangées de fixation MOLLE pour superposer d'autres poches ou étuis
- 6 fixations élastiques avec préhenseur pour garrots artériels type tourniquet
- Extraction de la poche à l'aide d'une languette textile de couleur rouge pour repérage immédiat et rapide avec une seule main
- Fermeture de la poche intérieure par double velcro
- 4 rabats étanches se déployant en champs opératoires en forme de croix pour préparation des actes médicaux
- 1 carré de velcro 5 x 5 cm sur le dessus (possibilité de marquages)
- Poche extérieure avec le kit médical à l'intérieur : 22 x 16 x 9.5 cm
- Poche intérieure repliée avec le kit médical : 20 x 15 x 9 cm. Dépliée avec le kit médical : 55 x 45 x 5,5 cm



Poche
extérieure

Poche
intérieure



CIRCLE

Porte-garrot

Présenté ici avec un
garrot (non-fourni)



Caractéristiques techniques :

- Ripstop 500 Deniers
- Fermeture par sangle velcro
- Fixation MOLLE
- Capacité : 1 garrot artériel



START TRAINING

Poche médicale d'entraînement



MIL2213



Caractéristiques techniques :

- Tissu Ripstop 420 D avec enduction étanche à l'eau, la poussière et l'air
- Système de fixation sur sac ou gilet de combat par système MOLLE avec extraction rapide
- 2 fixations élastiques avec préhenseur pour garrot artériel type tourniquet

DIMENSIONS	Longueur : 21 cm Hauteur : 13 cm Profondeur : 5 cm
POIDS	0,2 Kg
MATERIAUX	Ripstop
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full black MIL2213 ■ Coyote MIL2211 ■ Medium Blue MIL2212



MIL2212



MIL2211



START MINI

Poche médicale



MIL2215



Caractéristiques techniques :

- Tissu Ripstop 420D avec enduction étanche à l'eau, la poussière et l'air
- Système de fixation sur sac ou gilet de combat par système MOLLE avec extraction rapide
- 6 fixations élastiques avec préhenseur pour garrots artériels type tourniquet

DIMENSIONS	Longueur : 18 cm Hauteur : 13 cm Profondeur : 5 cm
POIDS	0,2 Kg
MATERIAUX	Ripstop
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full black MIL2215 ■ Coyote MIL2216



MIL2215



MIL2216



START MICRO

Poche médicale



MIL2220





Caractéristiques techniques :

- Tissu Ripstop 420D / Tissu Polyamide 1680 D avec enduction étanche à l'eau, la poussière et l'air
- Système de fixation sur sac ou gilet de combat par système MOLLE avec extraction rapide
- 6 fixations élastiques avec préhenseur pour garrots artériels type tourniquet

DIMENSIONS	Longueur : 10 cm Hauteur : 12 cm Profondeur : 5 cm
POIDS	0,1 Kg
MATERIAUX	Ripstop / Polyamide
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coyote MIL2217 ■ Full black MIL2220



MIL2217



Positionnable sur gilet



Positionnable sur sac



0,2 kg

1
Litre**CHOC**

Poche

PREMIUM
THERMATEX

OPT1002



OPT1107



OPT1106

Caractéristiques techniques :

- Tissu polyester Ripstop 450 Deniers imperméable
- Double curseur aluminium YKK jauge 8 avec tirette de préhension, plombable
- Sangle de compression
- Velcro au dos sur les fixations MOLLE
- 12 poches et 6 pontets élastiques intérieures

DIMENSIONS	Hauteur : 22 cm
	Largeur : 15 cm
	Profondeur : 8 cm

POIDS	0,2 kg
--------------	--------

MATERIAUX	Ripstop
------------------	---------

COULEURS	Rouge OPT1002
	Bleu OPT1107
	Vert OPT1106
	Noir MIL 1095



Poche livrée vide

**TIC**

Poche polyvalente

ACCESS
THERMATEX

Interface MOLLE / Velcro
Permet par exemple la fixation
sur un gilet tactique MOLLE
ou sur un sac tout en gardant la
poche amovible



SEC1376



SEC1374



SEC1378



SEC1377



SEC1375

Caractéristiques techniques:

- Tissu polyester Ripstop 450 Deniers imperméable
- Zipper YKK taille 10 avec tirette de préhension, plombable
- Fixation MOLLE sur la face avant
- Platine MOLLE / Velcro sécurisée sur la face arrière
- 3 sous-poches intérieures
- 26 pontets élastiques de maintien intérieurs
- Poches filet zippées

DIMENSIONS	Hauteur : 20 cm
	Largeur : 17 cm
	Profondeur : 8 cm

POIDS	0,3 kg
--------------	--------

MATERIAUX	Ripstop
------------------	---------

COULEURS	Rouge SEC1375
	Bleu SEC1376
	Vert SEC1377
	Noir SEC1374
	Jaune SEC1378

INSTINCTPoche de cuisse
multi-usages


- Rouge SEC1375
- Vert SEC1377
- Noir SEC1374
- Jaune SEC1378

Vendu avec une
platine disposant de
sangles de cuisse



CRISTAL

Poche transparente



SEC1077
Taille L

SEC1066
Taille M

SEC1063
Taille S

Caractéristiques techniques :

- Tissu polyuréthane 420 Deniers transparent
- Oeillets pour plombage
- Poignée tissu
- Fixation par velcro



DIMENSIONS	Modèle S : 13 x 20 x 8 cm
	Modèle M : 23 x 20 x 8 cm
	Modèle L : 36 x 20 x 8 cm

POIDS	Modèle S : 0,1 kg
	Modèle M : 0,15 kg
	Modèle L : 0,2 kg

MATERIAUX	Nylon et Polyuréthane
------------------	-----------------------

COULEURS	■ S Rouge SEC1062 / L Rouge SEC1077
	■ S Jaune SEC1060 / L Jaune SEC1075
	■ S Vert SEC1063 / L Vert SEC1078
	■ S Violet SEC1085 / L Violet SEC1501
	■ M Bleu SEC1066 / L Bleu SEC1076

POCHON

Poche transparente



Hauteur : 15 cm / Largeur : 29 cm / Profondeur : 6 cm

- Rouge OP1044
- Bleu OPT1045
- Vert OPT1058
- Noir OPT1047
- Jaune OPT1046



OMAHA

Poche transparente



Caractéristiques techniques :

- Tissu nylon 210 Deniers et PU
- Fermeture par 2 zippers YKK plombables
- Poignée sangle
- Face avant transparente
- Fixation par velcro au dos

DIMENSIONS	Hauteur : 9 cm
	Largeur : 26 cm
	Profondeur : 3 cm

POIDS	0,06 kg
--------------	---------

MATERIAUX	Nylon et Polyuréthane
------------------	-----------------------

COULEUR	■ Noir SEC1008
----------------	--



UTAH

Poche transparente



Caractéristiques techniques :

- Tissu nylon 210 Deniers et PU
- Fermeture par zipper YKK
- Poignée sangle
- Face avant transparente

DIMENSIONS	Hauteur : 9 cm
	Largeur : 26 cm
	Profondeur : 10 cm

POIDS	0,05 kg
--------------	---------

MATERIAUX	Nylon et Polyuréthane
------------------	-----------------------

COULEUR	■ Orange SEC1316
----------------	--



0,4 kg

5 Litres



PUZZLE

Poche polyvalente

PREMIUM
CLASSIC

resah



OPT1135

OPT1134

OPT1133

OPT1136



OPT1133



DIMENSIONS	Hauteur : 21 cm
	Largeur : 27 cm
	Profondeur : 9 cm

POIDS	0,4 kg
--------------	--------

MATERIAUX	Ripstop
------------------	---------

COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge OPT1133 ■ Bleu OPT1134 ■ Vert OPT1135 ■ Noir OPT1136
-----------------	--

ANNEAU DE SECURISATION



IDENTIFICATION PERSONNALISEE SUR BARRETTE



Caractéristiques techniques :

- Tissu polyester Ripstop 450 Deniers étanche
- Double zipper YKK jauge 10 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante
- Mousse antichoc sur toutes les faces
- Velcro sur l'arrière et sur la tranche pour fixation dans les sacs
- Porte-étiquette
- Double support velcro (dessus et face) pour l'identification personnalisée de la poche
- Anneau de sécurisation de la poche
- Intérieur haute visibilité
- 1 grande poche filet zippée
- 1 treillis élastique pour la fixation de matériels de toutes tailles
- Fiche papier check-list fournie

CIRCULATOIRE
PEDIA
BRULURES
VENTILATION
INTUBATION
PANSEMENTS
SERINGUES
ASTHME

Marquages
en option des barrettes

0,5 kg

8 Litres



MYSTIC

Poche triptyque

PREMIUM
LIAMME

resah



Pontets élastiques



Poches élastiques filet

OPT1082



OPT1081



DIMENSIONS	Hauteur : 25 cm
	Largeur : 37 cm
	Profondeur : 9 cm
POIDS	0,5 kg
MATERIAUX	Ripstop
COULEURS	Rouge OPT1082
	Bleu OPT1081
	Vert OPT1083

CIRCULATOIRE
PEDIA
BRULURES
VENTILATION
INTUBATION
PANSEMENTS
SERINGUES
ASTHME

Marquages en option
des barrettes

Caractéristiques techniques :

- Tissu polyester Ripstop
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétroréfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Portage à la main par poignée moulée antidérapante
- Velcro femelle au dos et sur la tranche pour fixation dans les sacs
- Velcro femelle : 10 x 2 cm
- 1 porte-étiquette
- Ouverture en triptyque
- Intérieur orange fluo
- 1 grande poche filet : 25 x 33 cm avec zipper
- 9 poches filet élastiques avec languette de préhension
- 21 élastiques portes-matériels
- Velcro pour identification



www.dimatex.fr

MÉDICAL - 56

0,6 kg

2 Litres





BAGRAM 2

Poche de cuisse

PREMIUM
L'ÉQUIPEMENT

SEC1157



DIMENSIONS	Hauteur : 22 cm Largeur : 18 cm Profondeur : 8 cm
POIDS	0,6 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	 Black line SEC1157  Full black MIL1098




Poche livrée vide



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Fixation MOLLE sur la face avant
- Velcro 5 x 5 cm en face avant
- Intercalaire double face amovible
- 2 fourreaux de rangement en face avant
- Poche frontale
- Pontets élastiques sur les côtés
- Élastiques intérieurs de maintien double sens
- Fixation cuisse, ceinture ou veste tactique



Dispositif de largage rapide :

- Montée sur un système de platine velcro permettant une extraction
- Système de verrouillage sécurisant la poche sur la platine
- L'action sur la poignée de largage déverrouille intuitivement la poche

MIL1098



0,3 kg

1,5
Litres



SCOUT 3

Poche premiers secours

PREMIUM
GAMME

SEC1531



DIMENSIONS	Hauteur : 18 cm
	Largeur : 16 cm
	Profondeur : 8 cm
POIDS	0,3 kg
MATERIAUX	Ripstop polyester
COULEURS	Black line SEC1531
	Full black SEC1532
	Rouge SEC1580



Caractéristiques techniques :

- Tissu Ripstop polyester 450 D
- Tour de cou / identification velcro
- 1 poche gants latex
- 1 poche extérieure zippée
- 1 poche filet intérieure + 3 pontets élastiques
- 1 porte-sparadrapp / 1 crochet
- Porte-Gesco extérieur
- Porte-stylos, stylo pupille... intérieur /extérieur
- Fixation MOLLE et passants de ceinture
- Système de fixation du rabat supérieur
- 1 porte-garrot extérieur

SEC1532



Poche livrée vide



0,2 kg



TOXIC 3

Micro ampoulier

PREMIUM
FLAMME

resah



STUP 15

Mini ampoulier

PREMIUM
FLAMME

0,3 kg



Caractéristiques techniques :

- Polyamide 1680D traité antitache, imperméable
- Double curseur YKK jauge 8 avec tirette de préhension, plombable
- Coque thermoformée antichoc
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Plaque élastiquée amovible avec lien spiralé
- Cordon de maintien d'angle de l'ouverture
- Double passants de ceinture au dos (port vertical ou horizontal)
- Velcro au dos pour fixation dans les sacs

Capacité :

- Face 1 : 6 ampoules
- Face 2 : 3 ampoules

DIMENSIONS	Hauteur : 16,5 cm
	Largeur : 10,5 cm
	Profondeur : 3 cm
POIDS	0,2 kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEUR	■ Noir OPT1198

Caractéristiques techniques :

- Polyester 900 Deniers avec enduction imperméable
- Coque thermoformée antichoc
- Mousse intérieure
- Double curseur YKK jauge 8 avec tirette de préhension, plombable
- Porte-étiquette en face avant
- Plaques amovibles avec 22 pontets élastiques pour différentes tailles d'ampoules
- 2 plans imprimés fournis
- Velcro au dos pour fixation dans les sacs
- Passants au dos pour port à la ceinture
- Système de fixation MOLLE
- Plaques amovibles avec 30 pontets élastiques pour différentes tailles d'ampoules

DIMENSIONS	Hauteur : 21 cm
	Largeur : 10 cm
	Profondeur : 5 cm
POIDS	0,3 kg
MATERIAUX	Polyester
COULEUR	■ Jaune OPT1116





EGGS

Mini ampoulier

PREMIUM
GAMME



Porte-étiquette arrière



Fixation sur les poches latérales

Uniquement sur sac PREMIUM

Caractéristiques techniques :

- Polyester 900 Deniers avec enduction imperméable
- Coque thermoformée antichoc
- Double curseur aluminium YKK jauge 8 avec tirette de préhension, plombable
- Plaques amovibles avec 16 pontets élastiques pour différentes tailles d'ampoules
- Velcro au dos pour fixation dans les sacs
- Système de fixation pour les poches extérieures des sacs de la gamme PREMIUM
- 2 poches filets intérieures
- Petit porte-étiquette d'identification

DIMENSIONS	Hauteur : 17 cm
	Largeur : 14 cm
	Profondeur : 6 cm
POIDS	0,2 kg
MATERIAUX	Polyester
COULEUR	Jaune OPT1240



www.dimatex.fr

STUP 40

Petit ampoulier

PREMIUM
GAMME



Caractéristiques techniques :

- Nylon Ripstop 450 Deniers avec enduction imperméable lavable et désinfectable
- Mousse antichoc
- Double curseur YKK jauge 10 avec tirette de préhension, plombable
- Plaques amovibles avec 40 pontets élastiques pour différentes tailles d'ampoules
- 2 plans imprimés fournis
- Système de fixation des ampoules avec bloqueur réglable
- Porte-étiquette en face avant



DIMENSIONS	Hauteur : 13 cm
	Largeur : 26 cm
	Profondeur : 7 cm
POIDS	0,3 kg
MATERIAUX	Ripstop
COULEUR	Jaune OPT1038

MÉDICAL - 60

0,9 kg



STUP 100

Moyen ampoulier

PREMIUM
LIGAP

resah



STUP 140

Grand ampoulier

PREMIUM
LIGAP

1,3 kg



Caractéristiques techniques :

- Nylon Ripstop 450 Deniers avec enduction imperméable lavable et désinfectable
- Mousse intérieure antichoc
- Double curseur YKK jauge 10 avec tirette de préhension, plombable
- Plaques amovibles avec 54 pontets élastiques pour différentes tailles d'ampoules
- 2 plans imprimés fournis
- Système de fixation des ampoules avec bloqueur réglable
- Poignée antidérapante en caoutchouc naturel
- Élastiques extérieurs porte-seringue
- Porte-étiquette en face avant

DIMENSIONS	Hauteur : 25 cm
	Largeur : 25 cm
	Profondeur : 8 cm
POIDS	0,9 kg
MATERIAUX	Ripstop
COULEUR	Jaune OPT1037



Caractéristiques techniques :

- Nylon Ripstop 450 Deniers avec enduction imperméable lavable et désinfectable
- Double curseur YKK jauge 10 avec tirette de préhension, plombable
- Coque renforcée en matière composite et doublée velours
- Mousse intérieure antichoc
- Plaques amovibles avec 90 pontets élastiques pour différentes tailles d'ampoules
- 2 plans imprimés fournis
- Système de fixation des ampoules avec bloqueur réglable
- Poignée antidérapante en caoutchouc naturel
- Élastiques extérieurs porte-seringue
- Porte-étiquette en face avant

DIMENSIONS	Hauteur : 25 cm
	Largeur : 35 cm
	Profondeur : 8 cm
POIDS	1,3 kg
MATERIAUX	Ripstop
COULEUR	Jaune OPT1032





STUP 210

Grand ampoulier

PREMIUM
LIAMME

resah



Caractéristiques techniques :

- Tissu Ripstop 450 Deniers avec enduction imperméable lavable et désinfectable
- Double curseur YKK jauge 10 avec tirette de préhension, plombable
- Coque renforcée en matière composite et doublée velours
- Mousse intérieure antichoc
- Plaques amovibles avec 135 pontets élastiques pour différentes tailles d'ampoules
- Panneau intermédiaire amovible constitué de 2 mousses et d'une plaque avec pontets élastiques
- 3 petites poches filets et 1 grande poche filet à l'intérieur
- 3 plans imprimés fournis
- Système de fixation des ampoules avec bloqueur réglable
- Poignée antidérapante en caoutchouc naturel
- Élastiques extérieurs porte-seringue
- Porte-étiquette en face avant

DIMENSIONS	Hauteur : 27 cm
	Largeur : 37 cm
	Profondeur : 10,5 cm

POIDS 1,6 kg

MATERIAUX Ripstop

COULEUR  Jaune OPT1262



CARGO

Grand ampoulier

PREMIUM
LIAMME



Caractéristiques techniques :

- Tissu PVC bâche lavable et désinfectable
- Fond doublé PVC noir
- Deux poignées de transport
- Une poignée d'extraction du véhicule
- Fermeture par clip alpin
- Capacité de 240 à 480 ampoules
- Double système de pontet sangles : accepte tout format d'ampoules
- Plaque d'ampoules lavables et identifiables
- Poches filet dans le rabat supérieur
- Parois en mousse antichoc

DIMENSIONS	Hauteur : 23 cm
	Largeur : 52 cm
	Profondeur : 21 cm

POIDS 2,3 kg

MATERIAUX PVC

COULEUR  Jaune OPT1059



0,5kg
0,7kg

2/5
Litres



FREEZE

Poche isotherme

SEC1350

SEC1315



resah



THERMOS

Housse isotherme pour
protoxyde d'azote

20
Litres

0,5 kg



Caractéristiques techniques :

- Tissu aluminisé + mousse isotherme
- Fermeture par enroulement maintenue par un velcro
- Poignée de transport
- 2 tailles disponibles

DIMENSIONS	Petit modèle :	Grand modèle :
	Hauteur : 26 cm	Hauteur : 40 cm
	Largeur : 36 cm	Largeur : 47 cm
	Profondeur : 3 cm	Profondeur : 5 cm
POIDS	0,3 kg	0,5 kg
MATERIAUX	Polyester	Polyester
COULEUR	■ Petit modèle SEC1315 / Grand modèle SEC1350	

Caractéristiques techniques :

- Tissu aluminisé + mousse isotherme
- Manchon d'étanchéité de la bouteille en néoprène
- Portage bandoulière intégré
- Compatible avec une bouteille de 5 litres (toutes marques)
- Compatible avec un sac d'O₂ de type TOTEM, COYOTE et DOPPLER
- Crochets extérieurs grand format pour maintien dans véhicule et aéronef

DIMENSIONS	Hauteur : 43 cm
	Largeur : 19 cm
POIDS	0,5 kg
MATERIAUX	Polyester
COULEUR	■ SEC1159

JACK

Porte-perfusion



DIMENSIONS	Hauteur : 35 cm
	Largeur : 2,5 cm
	Diamètre : 0,4 cm
POIDS	0,1 kg
MATERIAUX	Polyester
COULEUR	■ Rouge SEC1549
	■ Vert OTAN SEC1632

Caractéristiques techniques:

- Léger et compact
- Pliable, tient facilement dans une poche
- Large crochet aluminium avec embout antidérapant
- Crochet tourniquet plastique 360°, empêche la perfusion de se bloquer
- Annotations possible sur zone de marquage (heure de pose)
- 6 pontets élastiques pour tubes de prélèvement ou autres
- Sangle polyester haute résistance

RAMP

Porte-matériel



S'attache sur les bandes de velcro des sacs et maintient divers petits équipements



Caractéristiques techniques:

- Tissu Polyester 900 Deniers avec enduction
- Fixation par velcro à l'intérieur des sacs
- 7 emplacements porte-matériel dont 1 emplacement double
- Système de fixation avec bloqueur réglable

DIMENSIONS	Hauteur : 29 cm
	Largeur : 4,5 cm
POIDS	0,3 kg
MATERIAUX	Polyester
COULEUR	■ Noir 1566



0,1 kg

STRAP

Garrot artériel



DIMENSIONS	Longueur : 1 mètre
	Largeur : 2,5 cm
POIDS	0,1 kg
MATERIAUX	Nylon
COULEUR	■ Noir SEC1132

Caractéristiques techniques :

- Longueur totale du garrot : 1 m
- Poignée de traction pour le serrage
- Sangle polyamide 25 mm pré-contrainte non élastique
- Boucle plastique
- Verrouillage par velcro combiné mâle / femelle
- Etiquette d'identification (date et heure de pose)



0,34 kg

WILCO

Ceinture pelvienne

**Caractéristiques techniques :**

- Tissu Nylon 420 D
- Intérieur PVC noir
- Dos Néoprène élastique
- Serrage et fermeture par velcro
- Taille réglable avec indications (65 cm - 90 cm)

DIMENSIONS	Hauteur : 18cm
	Largeur : 65-90 cm
	Profondeur : 0.5 cm
POIDS	0.34 kg
MATERIAUX	Nylon
COULEUR	■ Noir SEC1097



0,2 kg

CALBLUE

Jeu de 3 coussins de calage



DIMENSIONS	Hauteur : 20 cm
	Largeur : 20 cm
POIDS	0,2 kg
MATERIAUX	Nylon 420 D
COULEURS	■ Bleu SEC1042



Jeu de 3 coussins indépendants




0,3kg

QUATTRO

Coussin de calage



DIMENSIONS	Hauteur : 20 cm
	Largeur : 80 cm
POIDS	0,3 kg
MATERIAUX	Nylon 420 D
COULEUR	■ Bleu SEC1043



Jeu de 4 coussins reliés



UV PROTECT

Housse de protection anti-UV et antiprojections liquides



Modèle L
SEC1539





Modèle M
SEC1540



Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyester 210 Deniers avec double enduction PU
- Traitement anti-UV et imperméable
- Bas élastiqué pour maintien sur le sac
- Poignée de préhension en sangle, haute résistance
- Possibilité de numérotation et de marquages des housses
- Ultra-léger



DIMENSIONS	Modèle L :	Modèle M :
	Hauteur : 79 cm	Hauteur : 52 cm
	Largeur : 31 cm	Largeur : 48 cm
	Profondeur : 25 cm	Profondeur : 26 cm
POIDS	0,1 kg	
MATERIAUX	Polyester avec double enduction PU	
COULEUR	 Rouge M SEC1540	 Rouge L SEC1539

TROLLEY

Trolley amovible



PREMIUM
GAMME

OPT1102

Caractéristiques techniques :

- Structure aluminium et plastique
- Téléscoopique
- 2 pieds de stabilisation
- Roues sculptées pour terrain meuble

- Compatible avec les sacs :

MATRIX
HEROES
INTREPID
URGENCY
TONIC
TOTEM
SOS BAG
COYOTE



2,5 kg

140 Litres



SHARK

Sac étanche héltreuillable


PREMIUM
GAMME

resah



SEC1307



DIMENSIONS	Hauteur : 60 cm
	Largeur : 60 cm
	Profondeur : 40 cm
VOLUME	140 L
POIDS	2,5 kg
MATERIAUX	PU
COULEUR	 Rouge SEC1307



Portage dos amovible

Caractéristiques techniques :

- Bâche PU ultrarésistante
- Bande rétro réfléchissante
- Zipper YKK 100% étanche jauge 12 en bakélite anticorrosion
- Point unique de treuillage
- 3 poignées de préhension latérales + 1 en dessous
- Portage à dos amovible
- Emplacement velcro pour identification



Capacité de 140 L



0,3
Kg



HOLSTER 2

Porte-radio



SEC1615



Dispositif d'identification en option



SEC1135



SEC1633

Caractéristiques techniques :

- Tissu polyamide 1680 Deniers
- Mesh 3D respirant côté poitrine et dos
- Sangle de poitrine réglable
- Coque thermoformée de maintien et de protection de la radio
- Poche porte-documents intégrée
- Dispositif d'identification amovible sur le harnais dorsal
- 2 portes-stylos
- 1 crochet
- Sifflet de signalisation (fourni)
- 1 pontet sangle porte-matériels
- Fixation micro déportée
- Passage grande antenne

DIMENSIONS	Largueur : 28 cm Hauteur : 28 cm
POIDS	0,3 Kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full black SEC1321 ■ Black line SEC1135 ■ Rouge SEC1615 ■ Jaune fluo SEC1633

HOLSTER MOLLE

Porte-radio



SEC1327

Largueur : 8 cm
Hauteur : 15 cm
Profondeur : 5 cm

www.dimatex.fr

0,5
Kg



THORAX

Porte-radios

SEC1395



Dispositif d'identification en option



SEC1133

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 Deniers imperméable, antistatique et bactériostatique
- Tissu et mesh 3D respirant côté poitrine et dos
- Accepte tous modèles de radio
- Fixation ventrale
- 3 portes-stylos
- 1 grande poche de rangement zippée
- 1 poche arrière
- Fixation micro déportée
- Passage grande antenne
- 1 couvre-radio intégré haute-visibilité / pluie (possibilité d'un couvre-radio non-feu NOMEX)
- Marquage amovible sur le harnais dorsal



DIMENSIONS	Largueur : 28 cm Hauteur : 28 cm
POIDS	0,5 Kg
MATERIAUX	Polyamide
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full black SEC1395 ■ Black line SEC1133

Couvre-radios intégré



3,3 kg



SARCOPHAGE

Housse étanche de protection et de transport
pour victime irradiée ou contaminée

SEC1504



Caractéristiques techniques:

- Fond en Polyamide 1680 Deniers, enduction PU, étanche
- Côtés et dessus en Polyuréthane transparent, souple, haute résistance à la déchirure et au froid
- Ouverture corps** : par zipper étanche à double curseurs de marque YKK jauge 12 et tirettes de préhension pour manipulation avec des gants
- Ouverture bras (perfusion, tensiomètre)** : par zipper étanche à double curseurs de marque YKK jauge 10 et tirettes de préhension pour manipulation avec des gants
- Ouverture visage** : par empiècement en Néoprène extensible de diamètre 34 cm avec ouverture visage limitée à 10 cm et agrandissable par coupure
- Portage par 6 sangles Polyester se terminant en poignées doubles
- Identification victime :
 - Compartiment transparent pour porte-documents de 13 x 13 cm + anneau plastique attache fiche bilan
 - Large velcro femelle de 20 x 5 cm pour fixation d'un panneau ou d'un patch
- Stockage vertical, sans plis, par 4 anneaux en HYPALON découpe laser en partie haute de la housse
- Entretien : lavage à l'eau savonneuse et désinfectant + brosse.
- Pas de lavage machine, pas de nettoyage à sec. Séchage naturel en position verticale

Conditionnement et déconditionnement facile et rapide
Préserve la chaîne d'évacuation de la contamination
Désinfection simple et rapide
Housse réutilisable



Ouverture pour perfuser
et monitorer




Passage pour le tête
compatible avec le port d'un masque



Zipper YKK étanche



Support identification
et anneau plastique



Large velcro femelle



Poignée de portage



Large ouverture
totalement à plat

SEC1330

COULEURS

- Noir SEC1330
- Rose SEC1504

MÉDI PACK

MÉDIPACK est une marque de DIMATEX
Le nom et tous les modèles sont déposés

BRAVO 59

Sac d'oxygénothérapie

pour bouteille d'O² de 2 à 5 litres

Caractéristiques techniques :

- Dimensions: H.70 cm x L.37 cm x P.30 cm
- Bâche armée
- Fermetures à glissière YKK en aluminium
- Platine renforcée en aluminium
- Compartiments latéraux séparables par zip
- Compatible accessoires de la gamme MEDIPACK



ZEPHYR

Sac d'oxygénothérapie

pour bouteille d'O² de 2 à 5 litres

Caractéristiques techniques :

- Dimensions: H.75 cm x L.40cm x P.30 cm
- Bâche armée
- Fermetures à glissière YKK en aluminium
- Fond extérieur renforcé par une semelle amovible et remplaçable
- Fourreau réglable pour le maintien de la bouteille
- Portage dorsal « confort » (ceinture ventrale amovible)
- 2 grandes poches extérieures
- Compatible accessoires de la gamme MEDIPACK



LIMA

Sac médical

Caractéristiques techniques :

- Dimensions: H.55 cm x L.45cm x P.30 cm
- Bâche armée
- Fermetures à glissière YKK en aluminium
- 4 séparateurs réglables et amovibles
- 1 poche supérieure
- Compartiments latéraux détachables
- Compatible accessoires de la gamme MEDIPACK



CHARLIE +

Sac médical

Caractéristiques techniques :

- Dimensions: H.55 cm x L.31cm x P.30 cm
- Bâche armée
- Fermetures à glissière YKK en aluminium
- 4 séparateurs réglables et amovibles
- 1 poche supérieure
- Compatible accessoires de la gamme MEDIPACK



FOXTROT

Poche polyvalente

Caractéristiques techniques :

- Tissu polyamide 420 Deniers
- 3 velcros extérieurs
- Poignée de portage à main
- Porte-documents en face avant
- Faces avant et arrière moussées antichoc
- 4 pontets élastiques intérieurs



RAFALE

Sac d'oxygénothérapie

pour bouteille d'O² de 2 à 5 litres

Caractéristiques techniques :

- Dimensions: H.75 cm x L.20cm x P.30 cm
- Bâche armée
- Fermetures à glissière YKK en aluminium
- Fond extérieur renforcé par une semelle amovible et remplaçable
- Fourreau réglable pour le maintien de la bouteille
- Portage dorsal « confort » (ceinture ventrale amovible)
- Compatible accessoires de la gamme MEDIPACK



MINI BRAVO

Sac d'oxygénothérapie

pour bouteille d'O² de 2 à 5 litres

Caractéristiques techniques :

- Dimensions: H.52 cm x L.37 cm x P.30 cm
- Bâche armée
- Fermetures à glissière YKK en aluminium
- Platine renforcée en aluminium
- Compartiments latéraux séparables par zip
- Compatible accessoires de la gamme MEDIPACK

