



Eine intelligente automatische Oberarm-Blutdruckmanschette für den Alltag



Blutdruck



Einfach zu bedienen



Verbindung via Bluetooth

APP

App

- ▶ **Klinisch getestet.** Entwickelt von professionellen Medizinerinnen unter Anwendung intelligenter Kompressionstechnologie und einer völlig neuen hochelastischen Blutdruckmanschette im Lycra-Baumwoll-Design für bequeme und hochpräzise Messungen.
- ▶ **Einfach zu bedienen.** Zur Blutdruckmessung ist nur ein einzelner Tastendruck erforderlich; es erfolgt automatisch eine Synchronisierung via WLAN an die kostenlos erhältliche ViHealth App.
- ▶ **Gut ablesbar und einfaches Datenmanagement.** Rechtzeitige Rückmeldung via OLED-Bildschirm; Das Ergebnis wird schon angezeigt, bevor man die App öffnet; die App unterstützt uneingeschränkte Datenspeicherung und Mehrbenutzerbetrieb.
- ▶ **Noch zuverlässiger.** Um ungültige Ergebnisse zu vermeiden, unterstützt die Blutdruckmanschette die Erkennung von Fehlbedienung und die Erkennung des Tragens der Manschette.
- ▶ **Handlich. Integriertes Design,** ganz ohne Leitungen bzw. Kabel, handlich für unterwegs

Via ViHealth App ist Folgendes möglich:

1. Überwachung der Blutdruckmessung in Echtzeit sowie deren Aufzeichnung
2. Bequemer Mehrbenutzerbetrieb (uneingeschränkte Datenspeicherung, Datenzugriff, Datenteilung sowie Berichtsauswertung)
3. Trendmanagement für Blutdruck
4. AHA Beurteilung des Bluthochdrucks
5. Cloud-basierte Datensicherung



► Specifications

PHYSICAL DETAIL

Size (main unit)	135mm(L)×45mm(W)×20mm(H)
Weight (main unit)	240g
Cuff size	Adult cuff: 22-42cm
Small adult cuff (optional)	17-22cm
Adult cuff (optional)	22-32cm
Wireless connectivity	Bluetooth 4.0 BLE

BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS

Pressure measurement range	0 – 300mmHg
Pressure measurement accuracy	±3mmHg
Pulse rate range	40 to 200 /min
Pulse rate accuracy	±2 /min
Technology	Oscillometric Method
Clinical accuracy	Meet IEC80601-2-30

POWER SUPPLY


Charge input	USB Type-C, DC 5V
Battery type	Rechargeable lithium-polymer battery
Battery run time	500 measurements
Charge time	2 hours

MONITOR MEMORY

Blood pressure records	50
ECG	10

VIHEALTH APP COMPATIBLE WITH

iOS	9.0 and later
Android	7 and later



©2022 Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. All rights reserved. Viatom and Checkme are trademarks of Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd., a subsidiary of Lepu Medical, in China and other countries and regions.

Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

We reserve the right to change specifications and/or discontinue any product at any time without notice or liability and shall not be responsible for any consequences arising out of the use of this publication.



Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.

Tel: +86-755 8672 1161

E-mail: marketing@viatomtech.com

Web: www.viatomtech.com

Add: 4E Building 3, Tingwei Industrial Park,

Bao'an, Shenzhen, Guangdong 518100, P.R.China