

3kg

resah

TONIC

Sac de secours



PREMIUM
SAMME



37 L



SEC1091



SEC1092



SEC1538
Version PVC



FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques :

- Tissu Polyamide 1680 D ou PVC, imperméable, antistatique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- Bandes rétro réfléchissantes en microprismes ORAFOL
- Renfort Hypalon et renfort d'angles plastique
- Portage dos par bretelles anatomiques dissimulables réglables en hauteur
Composé d'un rappel de charge et d'un bloqueur de poitrine
- Anneau de treuillage et d'héltreuillage intégré, protégé et identifié
- Portage à main par poignée moulée antidérapante
- Portage épaule par bandoulière amovible
- Dispositif de fixation pour détecteur de gaz CHECK (3 positions)
- 2 poches extérieures fixes équipées de filets et 1 poche porte-documents
- Porte-étiquette sur chaque poche extérieure
- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Structure en mousse antichoc
- Une séparation intérieure élastiquée double face
- Poches frontale PATROL amovible
- Dispositif de maintien d'un TROLLEY
- 5 pochettes transparentes CRISTAL fournies :
4 taille S et 1 taille M



DIMENSIONS

Hauteur : 42 cm
Largeur : 32 cm
Profondeur : 20 cm

Poches latérales :

Hauteur: 37 cm
Largeur: 12 cm
Profondeur: 5 cm

VOLUME

32 L + 5 L avec poche frontale

POIDS

3 kg

MATERIAUX

Polyamide ou PVC

COULEURS

- Rouge SEC1091
- Bleu nuit SEC1092
- Rouge PVC SEC1538



+33(0)4 74 01 94 94

dimatex@dimatex.fr

ZA de Montepy

69210 Fleurieux sur l'Arbresle

FRANCE

www.dimatex.fr

